

Originele handleiding – eenREBOS douche kruk

# AREBOS

## Douche kruk

AR-HE-BH60004



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Lees deze instructies en bewaar ze. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen op te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel en/of schade aan het product of eigendommen. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

## Veiligheid

### Verklaring van de symbolen



Dit product mag niet worden weggegooid met Huishouden Afval

Symbol	Preambules	Symbol	Preambules
	Chargen-Code		Catalogusnummer
	Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen		Niet steriel
	Geneeskundig		Fabriceren
	Naam van de fabrikant Adres		Unieke apparaatidentificatie
	CE-markering		Model
	Land van herkomst		Importeur
	Europees Gemachtigde Vertegenwoordiger		

### Veiligheid

- Lees de volledige instructies voordat u ze voor de eerste keer gebruikt. Pak het product uit en zorg ervoor dat alle onderdelen in de verpakking zitten en dat het product tijdens het transport beschadigd kan raken. Als dit het geval is, neem dan contact op met het onderstaande serviceadres.
- Er bestaat een bijzonder risico op uitglijden bij het zitten en opstaan in vochtige badkuipen of doucheruimtes, vooral als badadditieven of wasmiddelen worden gebruikt.
- Zorg er na elke installatie voor dat de stabiliteit van uw badbrak gegeven is.
- Het risico op kantelen kan worden vergroot door de lichaamsbeweging in evenwicht te houden.
- Als je jezelf niet voldoende kunt vasthouden, vraag dan een assistent om hulp.

- Gebruik geen hogedrukreinigers of agressieve, bijtende chemicaliën voor het schoonmaken.

### **Waarschuwing! Letsel!**

- Onjuist gebruik van de badkrug kan leiden tot verwondingen.
- Ga nooit op de douchekrug staan!

### **Waarschuwing! Gevaar voor schade!**

- Onjuist gebruik van de badkrug kan schade aan het product veroorzaken.
- Gebruik de douchekrug niet als het product beschadigd is of als de schroefverbinding los zit.

### **De douchekrug mag niet worden gebruikt door mensen met**

- Cognitieve stoornissen
- Stoornissen van een sterk evenwicht
- Onvermogen van de stoel

## **Omvang van de levering**

- Zetel
- 4 stoelpoten (telescopisch)
- 4 rubberen voetjes
- Schroef

## **Constructie**



### Hoogteverstelling van de stoelpoten

- Door de hoogte van de stoelpoten aan te passen, kan de zithoogte van de persoon individueel worden aangepast. Om dit te doen, moet u de veerknop op de poot van de stoel tegen de telescopische buis drukken. Schuif vervolgens de buis in de gewenste positie.



- **Waarschuwing!** Zorg er na afstelling voor dat de veerknop in een van de bestaande gaten klikt. **Gevaar voor vallen!**
- Zorg ervoor dat alle stoelpoten op dezelfde hoogte zijn ingesteld.

## Specificaties

Materiaal	Aluminium/HDPE
Kleur	Zilver/Wit
Breedte zitting	ca. 50 cm
Diepte zitting	ca. 30 cm
Zetel	Verstelbaar tot ca. 52 cm
Gewicht	2 kg
Max. draagvermogen	ca. 100 kg

## Reiniging en onderhoud

- We raden aan om de douchekruk na elk gebruik schoon te maken. U kunt de badkruk afnemen met adamp doek en u kunt milde reinigingsmiddelen gebruiken voor zwaardere vervuiling. Om het product te desinfecteren, kunt u een in de handel verkrijgbare oppervlaktereiniger gebruiken.

### Onderhoud

- De douchekruk is ontworpen om onderhoudsvrij te zijn. Als de douchekruk defect is, neem dan contact op met de vakhandelaar om het product te vervangen.

## Milieuvriendelijke afvoer

### Verwijdering van verpakkingen

- Let op de richtlijnen en normen die in uw regio gelden voor de juiste verwijdering van verpakkingen. Een deel van de verpakking kan plastic zakken zijn - wees extra voorzichtig om ervoor te zorgen dat dit niet buiten het bereik van kinderen is. Er bestaat verstikkingsgevaar!

### Afvoer van oude apparatuur

- De apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de regels en voorschriften voor lokale afvalverwerking.

Betekenis van de "prullenbak"



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Maak gebruik van de daarvoor bestemde inzamelpunten voor het weggooien van elektrische apparaten en voer uw elektrische en elektronische apparatuur in die u niet meer gebruikt. Ze helpen de mogelijke impact van onjuiste verwijdering op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Draag dus uw steentje bij aan de recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur . Informatie over waar de apparaten worden weggegooid, kunt u verkrijgen bij uw lokale autoriteiten of lokale overheden, bij uw gemeenten of gemeentelijke administraties.

### 【Importeur】



Bedrijf: Canbolat Vertriebs GmbH  
Adres: Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

**Klantenservicenummer: +49 (0) 931-45232700**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

SRN: DE-IM-000044811

Hierbij verklaren wij dat het hieronder vermelde product, zowel wat betreft het ontwerp en de constructie als volgens onze verkoop, voldoet aan de relevante en basisgezondheidsnormen.

Naam van het product: AREBOS

Douchestoel

Artikelnummer: 4260199756560

Modelnaam: R-HE-V60004

Basis UDI-DI:697353654DuschstuhlD7

Indeling: Klasse I, volgens voorschrift 1,

bijlage II+III, Verordening (EU) 2017/745

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Getest door:

Bijlage II+III bij Verordening (EU) 2017/745

EN ISO 14971:2019

EN ISO 15223-1:2021

EN ISO 20417: 2021

EN ISO 10993-1:2020

EN ISO 10993-5:2009

EN ISO 10993-10: 2023

EN ISO 10993-23: 2021

Datum/Handtekening Fabrikant/Locatie: Würzburg, 07.11.2024



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische

gegevens: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, algemeen

directeur

Adres van het kantoor:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

**Onze klantenservice: +49 (0) 931-45232700**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Btw-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van het handelsregister is Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071