

Instrucciones de uso originales – AREBOS Calentador de Pies

# AREBOS

## Calentador de Pies

AR-HE-FW\*



Siga todas las medidas de seguridad en este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

CE

Gracias por confiar en AREBOS.

# Tabla de Contenidos

<b>1 Instrucciones de introducción y seguridad</b>	<b>3</b>
1.1 Introducción .....	3
1.2 Explicación de los símbolos .....	3
1.3 Instrucciones de seguridad importantes .....	5
1.4 Uso previsto.....	8
<b>2 Alcance de la entrega / Piezas unitarias....</b>	<b>9</b>
<b>3 Instrucciones .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Uso del calentador de pies.....</b>	<b>11</b>
4.1 Método de aplicación .....	11
4.2 Después de su uso .....	11
<b>5 Limpieza y mantenimiento .....</b>	<b>12</b>
<b>6 Almacenamiento .....</b>	<b>13</b>
<b>7 Datos técnicos .....</b>	<b>13</b>
<b>8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente .....</b>	<b>14</b>
8.1 Eliminación y envasado .....	14
8.2 Eliminación de equipos antiguos .....	14
<b>Declaración UE de conformidad .....</b>	<b>15</b>

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, este manual debe entregarse con él. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

# 1 Instrucciones de introducción y seguridad

## 1.1 Introducción

- Este manual de instrucciones está destinado a familiarizarlo con la instalación, el uso y el mantenimiento del producto. Para instalar la unidad de forma segura y correcta, lea las instrucciones de funcionamiento **antes** de comenzar.

## 1.2 Explicación de los símbolos



**¡Advertencia!** Lea atentamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad podría resultar en lesiones o daños graves. Mantenga las instrucciones de funcionamiento en un lugar seguro.



**¡Nota!** Saque el enchufe de la red.



**¡Advertencia!** ¡Riesgo de tensión eléctrica!



¡Úselo con precaución al usar este artículo!

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Este símbolo/palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

**⚠ ¡CAUTELA!** Este símbolo/palabra de señal indica un peligro con un bajo nivel de riesgo que, si no se evita, puede resultar en una lesión menor o moderada.

**¡Nota!** Este símbolo/palabra de señal le advierte de posibles daños a la propiedad.



Lea las instrucciones de uso



No inserte pines



utilizar doblado o arrugado



No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3) años



No blanquear



No secar



No planchar



No limpiar en seco



No lavar



¡Este producto **no debe** desecharse con residuos domésticos!



Mediante un marcado CE, se puede reconocer que un producto cumple con los requisitos legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.





¡Carcasa aislada protectora (clase de protección II)!



Este producto ha sido probado y certificado por TÜV Süd.  
El símbolo "GS" significa seguridad probada. Los productos marcados con este símbolo cumplen con los requisitos de la Ley Alemana de Seguridad de Productos (ProdSG).

### 1.3 Instrucciones de seguridad importantes

- Su seguridad es de la mayor importancia para nosotros. Asegúrese de leer este folleto de instrucciones **antes** de intentar instalar y utilizar el aparato. Si no está seguro de la información contenida en este folleto, comuníquese con el Minorista donde compró su unidad.
-  **¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones de seguridad y uso. El incumplimiento de la información y las instrucciones de seguridad puede causar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Mantenga todas las instrucciones de seguridad y uso para futuras referencias.
- **NO** utilice el producto hasta que lea el manual de instrucciones.
- Asegúrese de haber leído detenidamente el manual de instrucciones y de comprender el contenido antes de iniciar la instalación.
- Las instrucciones son en interés de su seguridad.
-  **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

#### **¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Una instalación eléctrica defectuosa o un voltaje de red excesivo pueden provocar una descarga eléctrica.

- Solo conecte el calentador de pies si el voltaje de red del enchufe del enchufe corresponde a la especificación en la placa tipo de la unidad de control.
- Solo conecte el calentador de pies a un zócalo de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el calentador de pies de la red eléctrica en caso de un mal funcionamiento.
- No opere el calentador de pies si tiene daños visibles o si los cables o enchufes están defectuosos.
- Si un cable de la unidad de control está dañado, la unidad de control debe reemplazarse con una pieza de repuesto original.
- No abra la carcasa de la unidad de control, sino que deje la reparación a especialistas para evitar peligros. Póngase en contacto con un taller especializado para este propósito. Se excluyen las reclamaciones de responsabilidad y garantía en caso de reparaciones realizadas de forma independiente, conexión incorrecta u operación incorrecta.
- Solo se pueden utilizar piezas que correspondan a los datos originales del aparato para las reparaciones. Este calentador de pies contiene partes eléctricas y mecánicas que son esenciales para la protección contra fuentes de peligro.
- El calentador de pies no debe funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Nunca saque el enchufe de la red del enchufe por el cable de red, siempre agarre el enchufe de la red.
- Mantenga el pie más caliente, los enchufes y los cables alejados de llamas abiertas y superficies calientes.
- No doble los cables ni los coloque sobre bordes afilados.
- Asegúrese de que los niños no peguen objetos en el calentador de pies.
- Cuando no esté usando el calentador de pies, limpiándolo o si se produce un mal funcionamiento, siempre apague el calentador de pies y desconecte el enchufe de la red del enchufe.

**⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, personas con discapacidad parcial, personas mayores con capacidades físicas y mentales reducidas) o falta de experiencia y conocimiento (por ejemplo, niños mayores).**

- Este calentador de pies puede ser utilizado por niños de ocho años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del calentador de pies de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el calentador de pies. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan ocho años o más y estén supervisados.
- Mantenga a los niños menores de ocho años alejados del calentador de pies y del panel de control con sus cables.
- Los niños menores de tres años no deben usar este calentador de pies ya que son incapaces de reaccionar al sobrecalentamiento.
- El calentador de pies no debe ser utilizado por personas que sean insensibles al calor y por otras personas vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- No deje el calentador de pies desatendido durante la operación.
- No deje que los niños jueguen con la lámina de embalaje. Pueden quedar atrapados en él mientras juegan y asfixiarse.

**⚠ ¡CAUTELA! ¡Riesgo de lesiones!**

Existe el riesgo de lesiones por los cables que yacen.

- Coloque los cables para que no se conviertan en un peligro de tropiezo. También evite usar un cable de extensión. Especialmente después de despertarse, existe un mayor riesgo de tropezar debido a los cables que se encuentran alrededor.

**⚠ ¡CAUTELA! ¡Riesgo de daño a la salud!**

El uso prolongado al más alto nivel puede causar irritación o incomodidad de la piel.

- Siempre use el calentador de pies brevemente al principio y no al nivel más alto. Revise su piel antes de aumentar la potencia y la duración del uso.
- Deje de usar el calentador de pies inmediatamente si encuentra que el calor del calentador de pies es incómodo o doloroso.
- Asegúrese de no quedarse dormido durante el uso. Si se cansa mucho durante el uso, seleccione la configuración 1 para mayor seguridad.

**¡NOTA! ¡Riesgo de daños!**

El manejo inadecuado del calentador de pies puede provocar daños en el calentador de pies.

- No encienda el calentador de pies cuando esté doblado o empujado juntos.
- No tire del calentador de pies en una funda de cama y no coloque el calentador de pies alrededor del colchón.
- No pellizque ni doble el pie más caliente.
- No encienda el calentador de pies cuando todavía esté húmedo, por ejemplo, después de la limpieza.
- No coloque ningún objeto grande o pesado, como maletas, mantas de lana y bolsas, en el calentador de pies durante la operación.
- No coloque ninguna fuente de calor, como una bolsa de agua caliente, una almohadilla térmica o similar, en el calentador de pies durante la operación.

- Antes de cada uso en una cama ajustable o en el caso de colchones divididos, asegúrese de que el calentador de pies o el cable de alimentación no se pellizquen o se junten.
- Antes de cada uso, verifique que el calentador de pies, el panel de control y el cable de alimentación no muestren ningún signo de desgaste o daño. Si tales signos están presentes o si el calentador de pies se ha utilizado incorrectamente, debe hacer que un taller especializado lo revise antes de volver a usarlo. En este caso, póngase en contacto con la dirección de servicio indicada en la tarjeta de garantía.
- No inserte agujas u otros objetos afilados en el calentador de pies. el pie más caliente.
- Guarde el calentador de pies en un lugar seco.
- El calentador de pies no debe usarse mojado.

**Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, se deben observar las instrucciones básicas de seguridad importantes, incluidas las siguientes:**

- Lea el manual de instrucciones a fondo y guárdelo para futuras referencias. Asegúrese de que antes de usarlo sepa cómo funciona el calentador de pies y cómo operarlo.
- Apague siempre la toma de corriente antes de insertar o quitar un enchufe. Retire agarrando el enchufe: no tire del cable.
- Apague la alimentación y retire el enchufe cuando el calentador de pies no esté en uso o antes de limpiar.
- Utilice siempre el calentador de pies de una toma de corriente de voltaje (solo A.C.) marcado en la etiqueta de clasificación.
- Utilice únicamente el tipo de controlador marcado en la etiqueta de clasificación.
- Se utiliza como calentador debajo del pie o más caliente sobre el pie.
- No lo use si está húmedo o mojado.
- Este calentador de pies no está diseñado para uso médico en hospitales.
- No utilizar junto con otro aparato de calefacción.
- Cuando esté en uso, asegúrese de que el pie se caliente y que los cables de la red no queden atrapados.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Examine el calentador de pies con frecuencia para verificar que no haya signos de desgaste o daño. Si se detecta algún daño / desgaste, no use el calentador de pies y busque asesoramiento especializado.
- Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, solo debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- El aparato debe devolverse al fabricante o a su agente si el enlace se ha roto.
- El aparato no debe ser utilizado por niños pequeños mayores de tres años a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o tutor, o a menos que el niño haya sido instruido adecuadamente sobre cómo operar los controles de manera segura.
- El aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- Los niños menores de tres años no deben usar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.

- No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se mojen durante el lavado y que durante el secado el cable debe colocarse para garantizar que el agua no fluya hacia el interruptor o el control.
- El aparato no debe utilizarse para calentar animales.
- ¡Los zapatos para exteriores deben quitarse antes de usarlos!

#### **1.4 Uso previsto**

- El calentador de pies está diseñado exclusivamente para su uso en hogares privados como se describe en estas instrucciones. El calentador de pies solo se puede usar como cubierta, no como base.
- Está destinado exclusivamente para uso privado en habitaciones interiores secas y no es adecuado para uso comercial en hospitales, cirugías, etc.
- El calentador de pies no es un dispositivo médico y no es adecuado para fines terapéuticos.
- Utilice únicamente el calentador de pies como se describe en estas instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales. El calentador de pies no es un juguete para niños.
- El fabricante o distribuidor no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.



## 2 Alcance de la entrega / Piezas unitarias

Verifique el calentador de pies y el alcance de la entrega

### ¡NOTA! ¡Riesgo de daños!

Si abre el embalaje descuidadamente con un cuchillo afilado u otros objetos puntiagudos, el calentador de pies puede dañarse rápidamente.



- Tenga mucho cuidado al abrir el embalaje.

- Saque el calentador de pies del embalaje y verifique si el calentador de pies o las partes individuales muestran algún daño. Si este es el caso, no use el calentador de pies.
- Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte a continuación los detalles de contacto).
- Compruebe que la entrega está completa.
- Despegue cualquier lámina protectora.
- Retire el material de embalaje.



No.	Designación
1	Calentador de pies
2	Cable de conexión
3	Panel de control

### Panel de control con pantalla



## 3 Instrucciones

- Este calentador de pies está destinado a ser utilizado como un "THROW" o "OVER FOOT WARMER" y, por lo tanto, siempre debe colocarse encima de un individuo, no debajo de ellos, o en la parte superior de una sábana. No debe usarse como un "calentador debajo de los pies".
- Conecte el controlador al calentador de pies (el calentador de pies tiene un zócalo conectado en el que se inserta el controlador) y asegúrese de que esté completamente conectado.
- Asegúrese de que haya un suministro de red cerca y que cuando esté en uso, el cable de la red no esté en una posición que pueda hacer que las personas tropiecen con él. Cuando se conecta a la red eléctrica, el controlador debe estar al alcance del usuario.

## 4 Uso del calentador de pies

Para el controlador KS6:



### 4.1 Método de aplicación

- **Presione la tecla de encendido / apagado durante 3 segundos para iniciar.** Configure el precalentamiento en la posición más alta del toque "6" 30-60 minutos antes de usar. Cuando lo use, seleccione la posición de toque apropiada '1-2-3-4-5-6' de acuerdo con la sensación del cuerpo humano. Si se va a dormir o lo usa durante mucho tiempo, establezca en la posición de "1" toque, que es la posición más baja para evitar el sobrecalentamiento que puede causar molestias en el cuerpo humano.
- Utilice el botón del temporizador para establecer el tiempo máximo de funcionamiento, 45 minutos o 90 minutos. Por ejemplo, si elige 90 minutos, después de 90 minutos el calentador de pies se apaga automáticamente.


#### ¡NOTA!

- Si la pantalla es "P", verifique si el acoplador del producto se ha conectado firmemente o no, luego reinícielo. Si la falla no se puede eliminar, significa que la conexión interna del producto tiene problemas y necesita pedir ayuda al servicio postventa.
- Si la pantalla es "E", significa que el producto se ha roto.
- **Si la temperatura en el controlador se muestra como "C", lo que significa que el controlador se ha sobrecalentado, desconecte la almohadilla térmica de la red eléctrica y espere hasta que el controlador se enfríe, entonces es seguro de usar.**

### 4.2 Después de su uso

Cuando el calentador de pies no esté en uso, cambie el controlador a la posición de apagado; retire el enchufe de la toma de corriente. Si el calentador de pies no se va a usar durante un largo período de tiempo, guarde el calentador de pies en un lugar fresco y seco.

Para quitar el controlador, levante la pestaña de bloqueo con el dedo y tire del enchufe directamente hacia afuera. No tire del cable del controlador y no intente sacar el enchufe del controlador sin levantar la pestaña de bloqueo, ya que dañará el zócalo.



**⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemaduras!**

El uso prolongado en el ajuste más alto puede provocar quemaduras. Para evitar lesiones por quemaduras en la piel, pruebe la temperatura antes de usarla con el dorso de la mano (no con la palma de la mano, ya que es menos sensible que otras partes del cuerpo). No use la almohadilla térmica directamente sobre su piel.

## 5 Limpieza y mantenimiento

**⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

La humedad puede causar descarga eléctrica.

- Desconecte el enchufe de red del enchufe antes de limpiar el calentador de pies.
- No sumerja el calentador de pies ni ningún cable o enchufe agua u otros líquidos.
- No sumerja el panel de control en agua ni lo coloque en la lavadora.

**¡NOTA! ¡Riesgo de daños!**

El manejo inadecuado del calentador de pies puede causar daños al calentador de pies.

- El calentador de pies no debe limpiarse en seco, plancharse, escurrirse o plancharse.
- Cuando no esté en uso y antes de limpiar el calentador de pies, desconéctelo de la red eléctrica.
- Desconecte el/los controlador/es del calentador de pies.
- NO sumerja el/los controlador/es en agua ni los moje.
- Limpie la superficie del cordón con detergente neutro si el cable está sucio y límpielo con un paño suave.
- No sumerja el controlador en agua ni lo moje en absoluto.
- No limpie en seco este calentador de pies, ya que podría dañar los elementos calefactores.
- No utilice disolventes industriales como benceno, queroseno o disolventes similares para limpiarlo.
- Es posible lavar a máquina el calentador de pies; sin embargo, limpiarlo a mano prolongará la vida útil del pie más caliente. Para lavar a máquina, retire el controlador / s y coloque el calentador de pies en una bolsa de red y selle. Use una pequeña cantidad de detergente y ajuste la lavadora a un "Lavado delicado" con una temperatura máxima de 40 °. Cuando esté lavado, retire el calentador de pies de la bolsa de red y cúbralo sobre un tendedero para que se seque. No use clavijas de ropa para asegurarlo.
- NO escurrir el calentador de pies

- NO seque con una secadora
- NO planchar el calentador de pies
- NO seque el pie más caliente al sol.
- NO lo conecte a la red eléctrica para secarlo
- NO use un aparato como un secador de pelo para secarlo
- Deje que el pie más caliente se seque naturalmente.
- NO use el calentador de pies si está húmedo o mojado.
- No intente reparar el calentador de pies si está defectuoso, hágalo ver por una persona calificada.
- Examine el calentador de pies con frecuencia para verificar que no haya signos de desgaste o daño. Si se detecta algún daño / desgaste, no use el calentador de pies y busque asesoramiento especializado.
- Si el cable de red o el controlador están dañados, no los abra ni intente repararlos, ya que deben ser reparados por una persona calificada.

## 6 Almacenamiento


- Cuando no esté en uso, deje que se enfríe antes de doblarlo, luego doble suavemente el calentador de pies y vuelva a colocarlo en la bolsa de embalaje en la que llegó.
- Asegúrese de que el calentador de pies esté seco antes de doblarlo y empacarlo. El calentador de pies debe colgarse en un lugar ventilado para que se seque naturalmente.
- No use agentes a prueba de polillas en el calentador de pies.
- El aislamiento del calentador de pies se dañará si el calentador de pies se seca bajo el sol, se plancha o cuando se utilizan agentes a prueba de polillas. El daño en el material de aislamiento causará problemas de seguridad.
- No arrugue el aparato colocando elementos encima de él durante el almacenamiento.
- El calentador de pies debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

## 7 Datos técnicos

<b>Modelo</b>	<b>AR-HE-FW*</b>
AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - 4252023105248 / AR-HE-FWHG - 4252023105255	
Tensión de red	220-240 V ~ 50 Hz
Clase de protección	II <input type="checkbox"/>
Poder	100 W

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y ópticos en el artículo en el curso de mejoras del producto.

## 8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente

 **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

### 8.1 Eliminación y envasado


- El embalaje de su unidad consiste en materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y, por lo tanto, reducen el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

### 8.2 Eliminación de equipos antiguos

- Los aparatos viejos deben eliminarse de acuerdo con las directrices y regulaciones de la autoridad local de eliminación de desechos. Consulte con su administración local la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su electrodoméstico allí.



El símbolo del cubo de basura tachado en un residuo de aparato eléctrico o electrónico indica que no debe eliminarse con residuos domésticos al final de su vida útil. Los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están disponibles de forma gratuita en su zona. Puede obtener las direcciones de su ciudad o gobierno local. Puede informarse sobre otras opciones de devolución creadas por nosotros en nuestro sitio web [www.arebos.de](http://www.arebos.de).

 La recogida separada de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos tiene por objeto permitir la reutilización, el reciclado u otras formas de valorización de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y evitar las consecuencias negativas de la eliminación para el medio ambiente y la salud humana.

**Nuestro número de servicio al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**La dirección de devolución** se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal de ventas: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE-Reg. No. DE 61617071

## Declaración UE de conformidad



Nosotros, el

**Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Alemania

declarar bajo exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Marca

**AREBOS**

Nombre del producto

Calentador de pies

Modelo de producto

AR-HE-FW\*

Número de artículo

AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - 4252023105248 /  
AR-HE-FWHG - 4252023105255

ha sido desarrollado, construido  
y fabricado en cumplimiento  
con los requisitos de la

30/2014/UE  
35/2014/UE  
2011/65/UE / 2015/863/UE

**Directivas europeas:**

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la Unión Europea pertinente legislación de armonización.

La evaluación se basa en el  
siguiendo la **armonización** aplicada  
**normas:**

EN 60335-2-81:2003/A2:2012  
EN 60335-1:2012/A2:2019  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Otras normas y especificaciones  
técnicas aplicadas:

Reglamento (CE) no 1907/2006

Lugar y fecha de emisión:

Würzburg, 15.07.2022

Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.