

Oryginalna instrukcja obsługi – Poduszka grzewcza AREBOS

AREBOS

Poduszka grzewcza



Prosimy o przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

1 Instrukcje dotyczące inicjacji i bezpieczeństwa.....	3
1.1 Wprowadzenie.....	3
1.2 Objaśnienie symboli.....	3
1.3 Środki ostrożności.....	5
1.4 Przeznaczenie.....	8
2 Zakres dostawy / Poszczególne części.....	9
3 Instrukcja obsługi.....	10
4 Korzystanie z poduszki grzewczej.....	11
4.1 Metoda aplikacji.....	11
4.2 Po użyciu.....	11
5 Czyszczenie i konserwacja.....	12
6 Składowanie.....	13
7 Specyfikacje.....	13
8 Utylizacja przyjazna dla środowiska.....	14
8.1 Utylizacja i pakowanie.....	14
8.2 Utylizacja starego sprzętu.....	14
Deklaracja zgodności UE.....	15

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym przewodniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1 Instrukcje dotyczące inicjacji i bezpieczeństwa

1.1 Wprowadzenie

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Cię z instalacją, użytkowaniem i konserwacją produktu. Aby bezpiecznie i prawidłowo zainstalować urządzenie, przed rozpoczęciem przeczytaj instrukcję obsługi .

1.2 Objaśnienie symboli



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Aluzja! Odłącz go.



Ostrzeżenie! Ryzyko związane z napięciem elektrycznym!



Używaj ostrożnie podczas korzystania z tego przedmiotu!

⚠ OSTRZEŻENIE! Ten symbol/słowo sygnałowe odnosi się do zagrożenia o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ OSTROŻNOŚĆ! Ten symbol/słowo sygnałowe odnosi się do zagrożenia o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

Aluzja! Ten symbol/słowo sygnałowe ostrzega przed możliwym uszkodzeniem mienia.



Przeczytaj instrukcję użytkowania



Nie wkładaj szpilek



Nie składaj



Nie stosować u bardzo małych dzieci (0-3) lat



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie



Maksymalna temperatura prania 40°C, łagodny proces



Tego produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!





Za pomocą oznakowania CE można rozpoznać, że produkt spełnia wymagania prawne europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem obrotu we Wspólnocie Europejskiej.



Ten produkt został przetestowany i certyfikowany przez TÜV Süd. Symbol "GS" oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty oznaczone tym symbolem są zgodne z wymaganiami ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

1.3 Środki ostrożności

- Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Upewnij się, że przeczytałeś niniejszą instrukcję obsługi **przed** przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia. Jeśli nie masz pewności co do informacji zawartych w tej broszurze, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
-  **OSTRZEŻENIE!** Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Nieprzestrzeganie informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania do wykorzystania w przyszłości.
- NIE używaj produktu, dopóki nie przeczytasz instrukcji obsługi.
- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi i rozumiesz jej treść przed rozpoczęciem instalacji.
- Instrukcje mają na celu zapewnienie Ci bezpieczeństwa.
-  **OSTRZEŻENIE! Uduszenie!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!

Wadliwa instalacja elektryczna lub nadmierne napięcie sieciowe może doprowadzić do porażenia prądem.

- Elektryczną poduszkę grzewczą należy podłączać tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe gniazdka jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej jednostki sterującej.
- Elektryczną poduszkę grzewczą należy podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, aby w przypadku awarii można było szybko odłączyć elektryczną poduszkę grzewczą.
- Nie używaj elektrycznej poduszki grzewczej, jeśli ma widoczne uszkodzenia lub jeśli przewody lub wtyczki są uszkodzone.
- Jeśli jednostki sterującej jest uszkodzony, jednostkę sterującą należy wymienić na oryginalną część zamienną.
- Nie otwieraj obudowy jednostki sterującej, ale pozostaw naprawę specjalistom, aby uniknąć niebezpieczeństw. Aby to zrobić, skontaktuj się ze specjalistycznym warsztatem. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności i rękojmi są wykluczone w przypadku napraw przeprowadzonych samodzielnie, nieprawidłowego podłączenia lub nieprawidłowej obsługi.
- Do napraw można używać tylko części, które pasują do oryginalnych danych urządzenia. Ta elektryczna poduszka grzewcza zawiera części elektryczne i mechaniczne, które są niezbędne do ochrony przed źródłami zagrożenia.
- Elektrycznej poduszki grzewczej nie wolno obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
- Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego od gniazdka ściennego, zawsze sięgaj po wtyczkę.
- Elektryczną poduszkę grzewczą, wtyczki i przewody należy trzymać z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Nie zginaj ani nie umieszczaj ich na ostrych krawędziach.
- Upewnij się, że dzieci nie wkładają żadnych przedmiotów do elektrycznej poduszki grzewczej.
- Gdy nie używasz elektrycznej poduszki grzewczej, czyścisz ją lub jeśli wystąpi awaria, zawsze wyłączaj elektryczną poduszkę grzewczą i odłączaj ją od gniazdka elektrycznego.

⚠ OSTRZEŻENIE! Zagrożenie dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub bez doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- - Ta elektryczna poduszka grzewcza może być używana przez dzieci w wieku ośmiu lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z elektrycznej poduszki grzewczej i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się elektryczną poduszką grzewczą. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone osiem lat i są pod nadzorem.
- - Trzymaj dzieci poniżej ósmego roku życia z dala od elektrycznej poduszki grzewczej i panelu sterowania wraz z.
- - Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą używać tej elektrycznej poduszki grzewczej, ponieważ nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- - Elektryczna poduszka grzewcza nie może być używana przez osoby niewrażliwe na ciepło oraz przez inne wrażliwe osoby, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- - Nie pozostawiaj elektrycznej poduszki grzewczej bez nadzoru podczas pracy.
- - Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią do pakowania. Możesz się w niego złapać i udławić podczas gry.

⚠ OSTROŻNOŚĆ! Szkody!

Istnieje ryzyko zranienia przez leżące w pobliżu.

- Ułóż w taki sposób, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia. Unikaj również używania przedłużacza. Zwłaszcza po przebudzeniu istnieje zwiększone ryzyko potknięcia się z powodu leżących w pobliżu.

⚠ OSTROŻNOŚĆ! Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Długotrwałe stosowanie na najwyższym poziomie może powodować podrażnienie lub dyskomfort skóry.

- Zawsze używaj elektrycznej poduszki grzewczej krótko na początku, a nie na najwyższym poziomie. Sprawdź swoją skórę przed zwiększeniem wydajności i czasu użytkowania.
- Natychmiast przestań używać elektrycznej poduszki grzewczej, jeśli uważasz, że ciepło elektrycznej poduszki grzewczej jest niewygodne lub bolesne.
- Upewnij się, że nie zasypiasz podczas użytkowania. Jeśli bardzo się zmęczysz podczas użytkowania, wybierz ustawienie 1 dla bezpieczeństwa.

Aluzja! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z elektryczną poduszką grzewczą może spowodować jej uszkodzenie.

- Nie włączaj elektrycznej poduszki grzewczej, gdy jest złożona lub ściśnięta.
- Nie wciągaj elektrycznej poduszki grzewczej do kołdry i nie umieszczaj elektrycznej poduszki grzewczej wokół materaca.
- Nie ściskaj ani nie zginaj elektrycznej poduszki grzewczej.
- Nie włączaj elektrycznej poduszki grzewczej, gdy jest jeszcze damp, np. po czyszczeniu.
- Nie umieszczaj dużych lub ciężkich przedmiotów, takich jak walizki, torby, na elektrycznej poduszce grzewczej podczas pracy.
- Nie umieszczaj źródeł ciepła, takich jak butelki z gorącą wodą, poduszki grzewcze itp., na elektrycznej poduszce grzewczej podczas pracy.

- Przed każdym użyciem na regulowanym łóżku lub dzielonych materacach upewnij się, że elektryczna poduszka grzewcza lub przewód zasilający nie są ściśnięte ani ściśnięte.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy elektryczna poduszka grzewcza, panel sterowania i przewód zasilający nie wykazują oznak zużycia ani uszkodzenia. Jeśli takie oznaki występują lub jeśli elektryczna poduszka grzewcza była używana niewłaściwie, przed ponownym użyciem należy ją sprawdzić w specjalistycznym warsztacie. W takim przypadku należy skontaktować się z adresem serwisowym wskazanym w karcie gwarancyjnej.
- Nie wkładaj igieł ani innych ostrych przedmiotów do elektrycznej poduszki grzewczej. elektryczna poduszka grzewcza.
- Przechowuj elektryczną poduszkę grzewczą w suchym miejscu.
- Elektrycznej poduszki grzewczej nie wolno używać na mokro.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, należy przestrzegać podstawowych ważnych instrukcji bezpieczeństwa, w tym:

- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem upewnij się, że wiesz, jak działa elektryczna poduszka grzewcza i jak ją obsługiwać.
- Zawsze wyłączaj zasilanie z gniazdka przed podłączeniem lub wyjęciem wtyczki. Wyjmij, chwytając za wtyczkę - nie ciągnij za.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę, gdy elektryczna poduszka grzewcza nie jest używana lub przed czyszczeniem.
- Zawsze używaj elektrycznej poduszki grzewczej w gniazdku o napięciu podanym na tabliczce znamionowej (tylko klimatyzacja).
- Używaj tylko typu sterownika oznaczonego na tabliczce znamionowej (KS6).
- Nie używać, gdy damp lub mokro.
- Ta elektryczna poduszka grzewcza nie jest przeznaczona do użytku medycznego w szpitalach.
- Nie używać z żadnym innym grzejnikiem.
- Podczas użytkowania upewnij się, że poduszka grzewcza i przewody zasilające nie są ściśnięte.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Regularnie sprawdzaj poduszkę grzewczą, aby upewnić się, że nie ma śladów zużycia lub uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzenia/zużycia nie używaj poduszki grzewczej i zasięgnij porady profesjonalisty.
- Jeśli zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, może być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
- W przypadku zerwania połączenia urządzenie należy zwrócić producentowi lub jego przedstawicielowi.

- Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci powyżej trzeciego roku życia, chyba że elementy sterujące zostały wstępnie ustawione przez rodzica lub opiekuna lub dziecko zostało odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi elementów sterujących.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby, które nie są wrażliwe na ciepło oraz inne osoby, które są bardzo wrażliwe i nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą korzystać z tego urządzenia, ponieważ nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Przełącznik lub jednostka sterująca nie może ulec zamoczeniu podczas mycia, a podczas suszenia należy ułożyć tak, aby woda nie wpływała do przełącznika lub sterownika.
- Urządzenie nie może być używane do ogrzewania zwierząt.

1.4 Przeznaczenie

- Elektryczna poduszka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do użytku w domach prywatnych, zgodnie z opisem w tym przewodniku.
- Jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w suchych pomieszczeniach i nie nadaje się do użytku komercyjnego w szpitalach, gabinetach itp.
- Elektryczna poduszka grzewcza nie jest wyrobem medycznym i nie nadaje się do celów terapeutycznych.
- Używaj elektrycznej poduszki grzewczej tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia, a nawet obrażenia ciała. Elektryczna poduszka grzewcza nie jest zabawką dla dzieci.
- Producent lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niewłaściwym użytkowaniem.

2 Zakres dostawy / Poszczególne części

Sprawdź elektryczną poduszkę grzewczą i zakres dostawy

Aluzja! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Jeśli nieostrożnie otworzysz opakowanie ostrym nożem lub innymi ostrymi przedmiotami, elektryczna poduszka grzewcza może szybko ulec uszkodzeniu.

- Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania opakowania.

- Wyjmij elektryczną poduszkę grzewczą z opakowania i sprawdź, czy elektryczna poduszka grzewcza lub poszczególne części nie są uszkodzone. W takim przypadku nie używaj elektrycznej poduszki grzewczej.
- Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (patrz dane kontaktowe poniżej).
- Sprawdź, czy zakres dostawy jest kompletny
- Zdejmij wszystkie folie ochronne.
- Usuń materiał opakowaniowy.



Nie.	Oznaczenie
1	Elektryczna poduszka grzewcza
2	Tułów
3	Panel sterowania

Panel sterowania z wyświetlaczem



3 Instrukcja obsługi

- Podłącz kontroler do poduszki grzewczej (do poduszki grzewczej, do której podłączony jest sterownik) jest podłączone gniazdko elektryczne) i upewnij się, że jest w pełni podłączony.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne i że przewód zasilający nie znajduje się w pozycji, która mogłaby spowodować potknięcie się o niego podczas użytkowania. Gdy sterownik jest podłączony do sieci, musi być łatwo dostępny dla użytkownika.

4 Korzystanie z poduszki grzewczej



4.1 Metoda aplikacji

- **Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby rozpocząć (3 sygnały dźwiękowe).** Ustaw podgrzewanie na najwyższą pozycję kranu "6" na 10 minut przed użyciem
- Przy pierwszym uruchomieniu wskaźnik temperatury to 3. Naciśnij przycisk temp i pozycję kranu temperatury poniżej 1.2.3.4.5.6. Kiedy go używasz, wybierz odpowiednią pozycję kranu zgodnie z odczuciami ludzkiego ciała, jeśli zamierzasz go używać przez długi czas, ustaw pozycję stuknięcia "1", która jest najniższą pozycją, aby uniknąć przegrzania, które może powodować dyskomfort ludzkiego ciała.
- Ten sterownik jest wyposażony w 90-minutowy minutnik, który rozpoczyna odliczanie po wybraniu ustawienia grzania i wyłącza elementy po 90 minutach.

Aluzja!

- Jeśli na wyświetlaczu jest "P", sprawdź, czy sprzęgło produktu jest dobrze podłączone, czy nie, a następnie uruchom je ponownie. Jeśli błędu nie można rozwiązać, oznacza to, że występują problemy z wewnętrznym połączeniem produktu i konieczne jest skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.
- Jeśli wskaźnik to "E", oznacza to, że produkt został uszkodzony.
- **Jeśli temperatura na regulatorze jest pokazana jako "C", co oznacza, że regulator został przegrzany, odłącz poduszkę grzewczą i poczekaj, aż regulator ostygnie, wtedy można go bezpiecznie obsługiwać.**

4.2 Po użyciu

Gdy poduszka grzewcza nie jest używana, należy ustawić regulator w pozycji wyłączonej; Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Jeśli poduszka grzewcza nie będzie używana przez dłuższy czas, przechowuj ją w chłodnym i suchym miejscu.

Jeśli nie chcesz już używać poduszki grzewczej, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć poduszkę grzewczą i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

OSTRZEŻENIE! Ryzyko poparzenia!

Długotrwałe użytkowanie przy najwyższym ustawieniu może spowodować oparzenia. Aby uniknąć

oparzeń skóry, przed użyciem sprawdź temperaturę grzbietem dłoni (nie dłonią), ponieważ jest mniej wrażliwa niż inne części ciała. Nie używaj poduszki grzewczej bezpośrednio na skórze.

5 Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!

Wilgoć może spowodować porażenie prądem.

- Odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem elektrycznej poduszki grzewczej.
- Nie zanurzaj elektrycznej poduszki grzewczej ani, ani nie podłączaj do wody lub innych płynów.
- Nie zanurzaj panelu sterowania w wodzie ani nie wkładaj go do pralki.

Aluzja! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z elektryczną poduszką grzewczą może spowodować jej uszkodzenie.

- Elektrycznej poduszki grzewczej nie wolno czyścić chemicznie, prasować, owijać ani prasować.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i wtyczkę z gniazdka w urządzeniu przed czyszczeniem poduszki grzewczej.
- Ani jednostka sterująca, ani przewód zasilający nie mogą mieć kontaktu z wilgocią, wodą lub inną cieczą, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Ponadto poduszka grzewcza nie może być wilgotna nawet podczas użytkowania. Używaj go tylko wtedy, gdy jest suchy – nigdy, gdy jest wilgotny!
- Gdy go nie używasz i nie czyścisz poduszki grzewczej, odłącz ją.
- Odłącz kontroler(y) od poduszki grzewczej.
- NIE zanurzaj kontrolera (sterowników) w wodzie ani nie mocz go.
- Jeśli przewód jest brudny, wyczyść jego powierzchnię neutralnym detergentem i wytrzyj do sucha miękką szmatką.
- Nie zanurzaj sterownika w wodzie ani w ogóle go nie zwilżaj.
- Nie czyść tej poduszki grzewczej chemicznie, ponieważ może to uszkodzić elementy grzejne.
- Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników przemysłowych, takich jak benzen, nafta lub podobne rozpuszczalniki.
- Możliwe jest pranie poduszki grzewczej w pralce; Jednak ręczne przetarcie przedłuży żywotność poduszki grzewczej. Aby wyprać w pralce, wyjmij kontroler(y) i umieść poduszkę grzewczą w siatkowej torbie i zamknij. Użyj niewielkiej ilości detergentu i ustaw pralkę na "Delikatne pranie" o maksymalnej temperaturze 40°. Po umyciu wyjmij poduszkę grzewczą z siatkowej torby i ułóż ją na sznurku do wyschnięcia. Nie używaj spinaczy do bielizny, aby go zabezpieczyć.
- NIE wykręcaj poduszki grzewczej
- NIE suszyć w suszarce bębnowej
- NIE prasuj poduszki grzewczej
- NIE susz poduszki grzewczej na słońcu.
- NIE podłączaj go do sieci, aby go wysuszyć
- NIE WOLNO używać do suszenia urządzenia takiego jak suszarka do włosów
- Pozostaw poduszkę grzewczą do naturalnego wyschnięcia.
- NIE używaj poduszki grzewczej, gdy jest damp lub mokro.
- Nie próbuj naprawiać poduszki grzewczej, jeśli jest uszkodzona - zleć jej sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.

- Regularnie sprawdzaj poduszkę grzewczą, aby upewnić się, że nie ma śladów zużycia lub uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzenia/zużycia nie używaj poduszki grzewczej i zasięgnij porady profesjonalisty.
- Jeśli przewód zasilający lub kontroler są uszkodzone, nie otwieraj ich ani nie próbuj ich naprawiać, ponieważ będą musiały być serwisowane przez wykwalifikowaną osobę.

6 Składowanie

- Poczekaj, aż poduszka grzewcza ostygnie przed złożeniem!
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na poduszcze grzewczej!
- Nie marszcz podkładki!
- Zawsze przechowuj poduszkę grzewczą w chłodnym, suchym miejscu, gdzie jest chroniona przed innymi źródłami ciepła!
- Kiedy go nie używasz, pozwól mu ostygnąć przed złożeniem, a następnie delikatnie złóż poduszkę grzewczą i włóż ją z powrotem do torby, w której dotarła.
- Upewnij się, że poduszka grzewcza jest sucha przed złożeniem i spakowaniem. Poduszkę grzewczą należy powiesić w przewiewnym miejscu, aby wyschła naturalnie.
- Nie używaj środka odstrasżającego mole na poduszcze grzewczej.
- Izolacja poduszki grzewczej zostanie uszkodzona, jeśli poduszka grzewcza zostanie wysuszona na słońcu, wyprasowana lub użyta zostanie środek odstrasżający mole. Uszkodzenie materiału izolacyjnego powoduje problemy z bezpieczeństwem.
- Nie składaj urządzenia, kładąc na nim przedmioty podczas przechowywania.
- Poduszkę grzewczą należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

7 Specyfikacje

Model	AR-HE-HK*
AR-HE-HKG4585 – 4252023106986/AR-HE-HKB4232 – 4252023106962/AR-HE-HKB3060 – 4252023106955/AR-HE-HKG4232 – 4252023105316/AR-HE-HKG3060 – 4252023105309/ AR-HE-HKB4585 – 4252023106979	
Napięcie sieciowe	220-240 V ~ 50 Hz
Klasa	II <input type="checkbox"/>
Moc	100 W
Wymiary (3 warianty)	45 x 85 cm / 42 x 32 cm / 30 x 60 cm /

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych w produkcie w ramach ulepszeń produktu.

8 Utylizacja przyjazna dla środowiska

⚠ OSTRZEŻENIE! Uduszenie! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

8.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Wyrzuć opakowanie do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

8.2 Utylizacja starego sprzętu

- Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją, aby uzyskać adres najbliższego centrum recyklingu i tam zostaw urządzenie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na zużytym sprzęcie elektrycznym WEEE oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W przypadku bezpłatnych zwrotów w Twojej okolicy dostępne są punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Adresy można uzyskać od władz miasta lub gminy. O [innych opcjach zwrotu, które stworzyliśmy](#), możesz www.arebos.de dowiedzieć się na naszej stronie internetowej.



Selektywna zbiórka WEEE ma na celu uniknięcie ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku WEEE, a także negatywnych konsekwencji unieszkodliwiania dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Faks: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 263752326

Sądem wpisanym do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nie. DE 61617071

Deklaracja zgodności UE



My, **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
ul. Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Niemcy

oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że następujący produkt:

Marka **AREBOS**
Produkt Poduszka grzewcza
Model produktu AR-HE-HK*
Artykuł AR-HE-HKG4585 – 4252023106986/AR-HE-HKB4232 –
4252023106962/AR-HE-HKB3060 – 4252023106955/AR-HE-
HKG4232 – 4252023105316/AR-HE-HKG3060 –
4252023105309/AR-HE-HKB4585 – 4252023106979

został opracowany, skonstruowany 2014/30/UE
i wyprodukowane zgodnie z dyrektywy 2014/35/UE
z wymogami 2011/65/UE / 2015/863/UE

Dyrektywy europejskie:

Przedmiot opisanej powyżej deklaracji odpowiada odpowiedniej Unii Europejskiej harmonizacji.

Ocena opiera się na EN 60335-2-17:2013/A1:2020
Następnie stosowane EN 60335-1:2012/A2:2019
zharmonizowane EN 62233:2008
Normy: EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Inne stosowane normy i Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
specyfikacje techniczne:

Miejsce i data wydania: Würzburg, 14.07.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.