

AREBOS

Almohadilla térmica para el cuello



Siga todas las medidas de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1 Instrucciones introductorias y de seguridad	3
1.1 Introducción	3
1.2 Explicación de los símbolos	3
1.3 Instrucciones de seguridad	5
1.4 Uso previsto.....	8
2 Volumen de entrega / piezas individuales	8
3 Instrucciones	9
4 Cómo usar la almohadilla térmica para el cuello	10
4.1 Método de aplicación.....	10
4.2 Después del uso	10
5 Limpieza y mantenimiento	11
6 Almacenamiento	12
7 Características técnicas.....	12
8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente	13
8.1 Eliminación y envasado	13
8.2 Eliminación de equipos viejos.....	13
Declaración UE de conformidad	14

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1 Instrucciones introductorias y de seguridad

1.1 Introducción

- Este manual está destinado a familiarizarlo con la instalación, el uso y el mantenimiento del producto. Para instalar el dispositivo de forma segura y correcta, lea el manual de instrucciones **antes** de comenzar.

1.2 Explicación de los símbolos



¡Advertencia! Lea atentamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.




¡Indirecta! Desenchufe el cable de alimentación.




¡Advertencia! ¡Riesgo de voltaje eléctrico!



¡Use con precaución al usar este artículo!

 **¡ADVERTENCIA!** Este símbolo/palabra de señal se refiere a un peligro con un grado medio de riesgo que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

 **¡CAUTELA!** Este símbolo/palabra de señal se refiere a un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en una lesión leve o moderada.

¡Indirecta! Este símbolo/palabra de señal advierte de posibles daños a la propiedad.



Lea las instrucciones de uso



No inserte pines

No arrugar





No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3) años



No blanquear



No seque en secadora



No planchar



No limpiar en seco



Temperatura máxima de lavado 40°C, proceso suave



¡Este producto **no debe** desecharse con la basura doméstica!





Mediante un marcado CE, se puede reconocer que un producto cumple con los requisitos legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



Este producto ha sido probado y certificado por TÜV Süd.
El símbolo "GS" significa seguridad probada. Los productos marcados con este símbolo cumplen con los requisitos de la Ley de Seguridad del Producto (ProdSG).

1.3 Instrucciones de seguridad

- Su seguridad es de suma importancia para nosotros. Asegúrese de haber leído este manual de instrucciones **antes** de intentar utilizar el dispositivo. Si no está seguro acerca de la información contenida en este folleto, póngase en contacto con el distribuidor al que compró su dispositivo.
-  **¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones de seguridad y uso. El incumplimiento de la información y las instrucciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Guarde todas las instrucciones de seguridad y uso para futuras referencias.
- NO utilice el producto hasta que haya leído el manual de instrucciones.
- Asegúrese de haber leído detenidamente el manual de instrucciones y comprender su contenido antes de comenzar la instalación.
- Las instrucciones son en interés de su seguridad.
-  **¡ADVERTENCIA! ¡Asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con material de embalaje.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Una instalación eléctrica defectuosa o un voltaje de red excesivo pueden provocar una descarga eléctrica.

- Conecte la almohadilla térmica del cuello solo si la tensión de red de la toma de corriente cumple con la especificación de la placa de clasificación de la unidad de control.
- Solo conecte la almohadilla térmica del cuello a una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente la almohadilla térmica del cuello de la red eléctrica en caso de mal funcionamiento.
- No opere la almohadilla térmica del cuello si tiene daños visibles o si los cables o enchufes están defectuosos.
- Si un cable de la unidad de control está dañado, la unidad de control debe reemplazarse con una pieza de repuesto original.
- No abra la carcasa de la unidad de control, sino que deje la reparación a especialistas para evitar peligros. Para ello, póngase en contacto con un taller especializado. Se excluyen las reclamaciones de responsabilidad y garantía en caso de reparaciones realizadas de forma independiente, conexión incorrecta o funcionamiento incorrecto.
- Solo las piezas que corresponden a los datos originales del dispositivo se pueden usar para reparaciones. Esta almohadilla térmica para el cuello contiene partes eléctricas y mecánicas que son esenciales para la protección contra fuentes de peligro.
- La almohadilla térmica del cuello no debe funcionar con un temporizador externo o un mando a distancia independiente.
- Nunca desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, siempre busque el enchufe de alimentación.
- Mantenga la almohadilla térmica del cuello, los enchufes y los cables alejados de llamas abiertas y superficies calientes.
- No doble los cables ni los coloque sobre bordes afilados.
- Asegúrese de que los niños no coloquen ningún objeto en la almohadilla térmica del cuello .
- Cuando no esté usando la almohadilla térmica para el cuello, limpiándola o si se produce un mal funcionamiento, siempre apague la almohadilla térmica para el cuello y desenchúfela de la toma de corriente.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Riesgo para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, personas con discapacidad parcial, personas mayores con capacidades físicas y mentales reducidas) o falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños mayores).

- -Esta almohadilla térmica para el cuello puede ser utilizada por niños a partir de los ocho años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar la almohadilla térmica para el cuello de manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no pueden jugar con la almohadilla térmica del cuello. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan ocho años de edad o más y estén supervisados.
- - Mantenga a los niños menores de ocho años alejados de la almohadilla térmica del cuello y del panel de control con sus cables.
- - Los niños menores de tres años no pueden usar estas almohadillas térmicas para el cuello, ya que no podrán reaccionar al sobrecalentamiento.
- - La almohadilla térmica del cuello no debe ser utilizada por personas insensibles al calor y otras personas vulnerables que no pueden reaccionar al sobrecalentamiento.
- - No deje la almohadilla térmica del cuello desatendida durante el funcionamiento.
- - No permita que los niños jueguen con la película de embalaje. Puedes quedar atrapado en él y asfixiarte mientras juegas.

⚠ ¡CAUTELA! ¡Herida!

Existe el riesgo de lesiones por cables que se encuentran alrededor.

- Coloque los cables de tal manera que no se conviertan en un peligro de tropiezo. Además, evite usar un cable de extensión. Especialmente después de despertarse, existe un mayor riesgo de tropezar debido a los cables que se encuentran alrededor.

⚠ ¡CAUTELA! ¡Riesgo de daño a la salud!

El uso prolongado al más alto nivel puede causar irritación o malestar en la piel.

- Siempre use la almohadilla térmica del cuello brevemente al principio y no al nivel más alto. Revise su piel antes de aumentar la potencia y la duración del uso.
- Deje de usar la almohadilla térmica para el cuello inmediatamente si encuentra que el calor de la almohadilla térmica para el cuello es incómodo o doloroso.
- Asegúrese de no quedarse dormido durante el uso. Si se cansa mucho durante el uso, seleccione la configuración 1 por razones de seguridad.

¡INDIRECTA! ¡Riesgo de daños!

El manejo inadecuado de la almohadilla térmica del cuello puede provocar daños en el artículo.

- No encienda la almohadilla térmica del cuello cuando esté doblada o empujada junta.
- No pellizque ni doble la almohadilla térmica del cuello.
- No encienda la almohadilla térmica del cuello si todavía está húmeda, por ejemplo, después de la limpieza.
- No coloque objetos grandes o pesados como maletas, mantas de lana y bolsas en la almohadilla térmica del cuello durante la operación.
- No coloque fuentes de calor como una bolsa de agua caliente o similares en la almohadilla térmica del cuello durante el funcionamiento.
- Antes de cada uso en una cama ajustable o colchones divididos, asegúrese de que la almohadilla térmica del cuello o el cable de alimentación no estén pellizcados o empujados.

- Antes de cada uso, compruebe que no haya signos de desgaste o daño en la almohadilla térmica del cuello, el panel de control y el cable de alimentación. Si tales signos están presentes o si la almohadilla térmica del cuello se ha utilizado incorrectamente, debe revisarla en un taller especializado antes de volver a usarla. En este caso, póngase en contacto con la dirección de servicio indicada en la tarjeta de garantía.
- No inserte agujas u otros objetos afilados en la almohadilla térmica para el cuello.
- Guarde la almohadilla térmica para el cuello en un lugar seco.
- La almohadilla térmica del cuello no debe usarse húmeda.

Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, se deben seguir instrucciones básicas de seguridad importantes, incluidas las siguientes:

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias. Antes de usar, asegúrese de saber cómo funciona la almohadilla térmica para el cuello y cómo usarla.
- Siempre apague la fuente de alimentación en la toma de corriente antes de insertar o quitar un enchufe. Retire agarrando el enchufe, no tire del cable.
- Apague la alimentación y retire el enchufe cuando la almohadilla térmica del cuello no esté en uso o antes de limpiarla.
- Utilice siempre la almohadilla térmica del cuello a una salida de la tensión especificada en la etiqueta nominal (solo CA).
- Utilice únicamente el tipo de controlador (KS6) marcado en la etiqueta de clasificación.
- Puede poner la almohadilla térmica del cuello sobre o debajo de algo
- No usar cuando esté húmedo o mojado.
- Esta almohadilla térmica para el cuello no está diseñada para uso médico en hospitales.
- No usar con otro calentador.
- Cuando lo use, asegúrese de que la almohadilla térmica del cuello y los cables de alimentación no estén pellizcados.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros involucrados. Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Inspeccione la almohadilla térmica del cuello regularmente para asegurarse de que no haya signos de desgaste o daño. Si se detecta daño / desgaste, no use la almohadilla térmica para el cuello y busque el consejo de un profesional.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, solo puede ser reemplazado por el fabricante, su empleado de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- El dispositivo debe devolverse al fabricante o a su representante si se interrumpe la conexión

- El aparato no debe ser utilizado por niños pequeños mayores de tres años de edad a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o tutor o que el niño haya sido instruido adecuadamente en el funcionamiento seguro de los mandos.
- El aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- Los niños menores de tres años no pueden usar este aparato, ya que no podrán reaccionar al sobrecalentamiento.
- El interruptor o la unidad de control no deben mojarse durante la limpieza, y durante el secado, el cable debe colocarse de manera que el agua no fluya hacia el interruptor o el controlador.
- El dispositivo no debe utilizarse para calentar animales.

1.4 Uso previsto

- La almohadilla térmica para el cuello está diseñada exclusivamente para su uso en hogares privados como se describe en este manual.
- Está destinado exclusivamente para uso privado en espacios interiores secos y no es adecuado para uso comercial en hospitales, consultorios, etc.
- La almohadilla térmica para el cuello no es un dispositivo médico y no es adecuada para fines terapéuticos.
- Utilice la almohadilla térmica para el cuello solo como se describe en este manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales. La almohadilla térmica para el cuello no es un juguete para niños.
- El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado o inadecuado

2 Volumen de entrega / piezas individuales

Compruebe la almohadilla térmica del cuello y el volumen de suministro

¡INDIRECTA! ¡Riesgo de daños!

Si abre descuidadamente el paquete con un cuchillo afilado u otros objetos puntiagudos, la almohadilla térmica del cuello puede dañarse rápidamente.


- Tenga mucho cuidado al abrir el paquete.

- Retire la almohadilla térmica del cuello del embalaje y compruebe si hay algún daño en la almohadilla térmica del cuello o en las partes individuales. Si este es el caso, no use la almohadilla térmica para el cuello.
- Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte a continuación los datos de contacto).
- Compruebe que el volumen de entrega está completo
- Despegue todas las películas protectoras.
- Retire el material de embalaje.



No.	Designación
1	Almohadilla térmica para el cuello
2	Baúl
3	Servicio

Panel de control con pantalla



3 Instrucciones

- Conecte el controlador a la almohadilla térmica del cuello (hay una toma de corriente enchufada a la que está enchufado el controlador) en la almohadilla térmica del cuello y asegúrese de que esté completamente enchufada.
- Asegúrese de que haya un conector de alimentación cerca y que el cable de alimentación no esté en una posición que pueda hacer que las personas tropiecen con él cuando esté en uso. Cuando el controlador está conectado a la red eléctrica, debe ser fácilmente accesible para el usuario.

4 Cómo usar la almohadilla térmica para el cuello



4.1 Método de aplicación

- **Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar (3 pitidos).** Ajuste el precalentador a la posición más alta del grifo "6" 10 minutos antes de usarlo
- Cuando se inicia por primera vez, el indicador de temperatura es 3. Pulse el botón de temperatura y la posición del grifo de temperatura debajo de 1.2.3.4.5.6. Cuando lo use, elija la posición de toque adecuada de acuerdo con la sensación del cuerpo humano, si lo va a usar durante mucho tiempo, configúrelo en la posición de toque "1", que es la posición más baja, para evitar el sobrecalentamiento, que puede causar la incomodidad del cuerpo humano.
- Este controlador está equipado con un temporizador de cuenta regresiva de 90 minutos que inicia la cuenta regresiva una vez que se ha seleccionado su ajuste de calor y apaga los elementos después de 90 minutos.

¡INDIRECTA!

- Si la pantalla es "P", compruebe si el embrague del producto está firmemente conectado o no, y luego reinícielo. Si el error no se puede resolver, significa que la conexión interna del producto tiene problemas y es necesario ponerse en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda.
- Si el indicador es "E", significa que el producto ha sido dañado.
- **Si la temperatura en el regulador se muestra como "C", lo que significa que el regulador se ha sobrecalentado, desconecte la almohadilla térmica del cuello de la red eléctrica y espere a que el regulador se enfríe, entonces es seguro de usar.**

4.2 Después del uso

Cuando la almohadilla térmica del cuello no esté en uso, cambie el regulador a la posición de apagado; Retire el enchufe del enchufe. Si la almohadilla térmica para el cuello no se va a usar durante mucho tiempo, mantenga la almohadilla térmica para el cuello en un lugar fresco y seco.

Si desea dejar de usar las almohadillas térmicas para el cuello, presione el botón de encendido para apagar la almohadilla térmica del cuello y retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Siempre tire del enchufe, no del cable de alimentación.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemaduras!

El uso prolongado en la configuración más alta puede causar quemaduras. Para evitar lesiones por quemaduras en la piel, pruebe la temperatura con el dorso de la mano (no con la palma de la mano, ya que es menos sensible que otras partes del cuerpo) antes de usar. No use la almohadilla térmica para el cuello directamente sobre la piel.

5 Limpieza y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La humedad puede causar descargas eléctricas.

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar la almohadilla térmica del cuello .
- No sumerja la almohadilla térmica del cuello o los cables bajo agua u otros líquidos.
- ¡No apto para lavadoras!

¡INDIRECTA! ¡Riesgo de daños!


El manejo inadecuado del artículo puede causar daños a la almohadilla térmica del cuello .

- La almohadilla térmica del cuello no debe limpiarse en seco, planchase ni envolverse.
- Retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente y el enchufe del conector de la toma del aparato antes de limpiar la almohadilla térmica del cuello .
- Ni la unidad de control ni el cable de alimentación deben entrar en contacto con la humedad, el agua o cualquier otro líquido, de lo contrario existe el riesgo de descarga eléctrica. Además, la almohadilla térmica del cuello no debe estar húmeda incluso durante el uso. Úselo solo cuando esté seco, ¡nunca cuando esté húmedo!
- Cuando no esté usando y limpiando la almohadilla térmica del cuello , desenchúfela.
- Desconecte los controladores de la almohadilla térmica del cuello.
- NO sumerja el(los) controlador(es) en agua ni los moje.
- Limpie la superficie del cordón con detergente neutro si el cordón está sucio y séquelo con un paño suave.
- No sumerja el controlador en agua ni lo moje.
- No limpie químicamente estas almohadillas térmicas para elcuello, ya que podrían dañar los elementos calefactores.
- No utilice disolventes industriales como benceno, queroseno o disolventes similares para limpiarlo.
- NO escurra la almohadilla térmica del cuello
- NO se seque con una secadora
- NO planche la almohadilla térmica del cuello
- NO seque la almohadilla térmica del cuello al sol.
- NO lo enchufe a la red eléctrica para secarlo
- NO use un dispositivo como un secador de pelo para secarlo
- Deje que la almohadilla térmica del cuello se seque naturalmente.
- NO use la almohadilla térmica para el cuello si está húmeda o mojada.
- No intente reparar la almohadilla térmica del cuello si está defectuosa, haga que la revise una persona calificada.
- Inspeccione la almohadilla térmica del cuello regularmente para asegurarse de que no haya signos de desgaste o daño. Si se detecta daño / desgaste, no use la almohadilla térmica para el cuello y busque el consejo de un profesional.
- Si el cable de alimentación o el controlador están dañados, no los abra ni intente repararlos, ya que requerirán mantenimiento por parte de una persona calificada.

6 Almacenamiento


- ¡Deje que la almohadilla térmica del cuello se enfríe!
- ¡No coloque objetos pesados en la almohadilla térmica del cuello!
- ¡Siempre guarde la almohadilla térmica para el cuello en un lugar fresco y seco donde esté protegida de otras fuentes de calor!
- Cuando no lo esté usando, déjelo enfriar antes de doblarlo, luego doble suavemente la almohadilla térmica del cuello y vuelva a colocarla en la bolsa seca en la que llegó.
- Asegúrese de que la almohadilla térmica del cuello esté seca antes de doblarlos y guardarlos. La almohadilla térmica del cuello debe colgarse en un área ventilada para que se seque naturalmente.
- No use repelente de polillas en la almohadilla térmica del cuello.
- El aislamiento de las almohadillas térmicas del cuello se dañará si la almohadilla térmica del cuello se seca, se plancha o se usa repelente de polillas bajo el sol. El daño al material aislante causa problemas de seguridad.
- No doble la almohadilla térmica del cuello colocando elementos sobre ella durante el almacenamiento.
- La almohadilla térmica del cuello debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

7 Características técnicas

Modelo	AR-HE-HW*
AR-HE-HBNP210 - 4252023114295	
Voltaje de línea	220-240 V ~ 50 Hz
Clase	II 
Vataje	100 W

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y visuales en el artículo en el curso de mejoras del producto.

8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente

 **¡ADVERTENCIA! ¡Asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

8.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

8.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales. Póngase en contacto con su administración local sobre la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.



El símbolo del cubo de basura tachado en un residuo eléctrico o electrónico significa que no debe eliminarse con la basura doméstica al final de su vida útil. Los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están disponibles en su área para su devolución gratuita. Puede obtener las direcciones de su ciudad o gobierno local. [Puede www.arebos.de](http://www.arebos.de) conocer otras opciones de devolución creadas por nosotros en nuestro sitio web.



La recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene por objeto permitir la reutilización, el reciclado u otras formas de valorización de los residuos y evitar las consecuencias negativas de la eliminación para el medio ambiente y la salud humana.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE-Reg. No. DE 61617071

Declaración UE de conformidad



Nosotros, los

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Alemania

declarar bajo la exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Marca

AREBOS

Producto

Almohadilla térmica para el cuello

Modelo de producto

AR-HE-HBNP210

Artículo

4252023114295

fue desarrollado, diseñado
y fabricado de conformidad con las
normas
con los requisitos de la

2014/30/UE
2014/35/UE
2011/65/UE/2015/863/UE

Directivas europeas:

El objeto de la declaración descrita anteriormente corresponde a la Unión Europea respectiva
Legislación de armonización.

La evaluación se basa en el
Armonizado según se aplica a
continuación

EN 60335-2-17:2013/A1:2020
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Estándares:

Otras normas y especificaciones
técnicas utilizadas:

Reglamento (CE) n° 1907/2006

Lugar y fecha de expedición:

Würzburg, 27.04.2023

Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su
validez.