

Originálny návod na použitie – Hliníkový valec AREBOS

AREBOS

Hliníkový valec

AR-HE-RL/42012/G/P/R



Dodržiujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode na použitie, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnosť.....	3
1.1 Vysvetlenie symbolov	3
1.2 Výrobok	3
1.3 Zavedenie	3
2. Použiť.....	3
3. Štruktúra produktu.....	4
4. Špecifikácie	5
5. Zhromaždenie	5
6. Starostlivosť a údržba.....	7
6.1 Doprava a skladovanie	7
7. Ekologická likvidácia	8
7.1 Likvidácia a balenie	8
7.2 Likvidácia starého zariadenia	8
EÚ vyhlásenie o zhode	9

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak odovzdáte výrobok tretej strane, musíte spolu s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Bezpečnosť

1.1 Vysvetlenie symbolov



Označenie CE sa môže použiť na identifikáciu, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.

1.2 Výrobok

- Valec je navrhnutý ako pomôcka pri chôdzi, na podporu a prenášanie malých predmetov, vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie na rovnom teréne a určený pre jednotlivca so zníženou pohyblivosťou a maximálnou hmotnosťou, ako je uvedené nižšie.
- Je dôležité, aby si používateľ pred prvým použitím výrobku prečítal a porozumel bezpečnostným pokynom v tejto príručke, aby sa zabránilo možnému zraneniu seba alebo okolostojacich osôb a aby sa zabránilo poškodeniu valca alebo okolitých predmetov.

1.3 Zavedenie

- Valec je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov, má hliníkový rám, sedadlo z PP a nylonu, polyesterovú tašku a parkovaciu brzdu. Výška rukovätí sa dá nastaviť a valec sa dá ľahko zložiť na prepravu alebo skladovanie.

Rady

- Valec je navrhnutý ako pomôcka pri chôdzi, na podporu a prenášanie malých nákupov, vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie na rovnom teréne a určený pre osoby so zníženou pohyblivosťou a maximálnou hmotnosťou, ako je uvedené nižšie.

Podľa nasledujúcej normy:

- Testované podľa normy EN ISO 11199-2:2005.

2. Použitie

- Ako pomôcka pri chôdzi, na podporu a nosenie menších nákupov. Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Rámcové podmienky a prostredie

- Teplota okolia: -20°C ~ 60°C
- Relatívna vlhkosť: ≤85%
- Tlak vzduchu: 850hPA≤1050hPA

3. Štruktúra produktu

- Ručne vyrábané rukoväte, nastaviteľná parkovacia brzda/hnacia brzda, nylonové operadlo, trubka lakťovej opierky, sedadlo, výškovo nastaviteľná trubica, nylonová nákupná taška, predné kolesá a zadné koleso.

Nastavenie podľa obrázka nižšie:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Rukoväte | 5. Sedadlo |
| 2. Nastaviteľná parkovacia brzda/pojzdová brzda | 6. Výškovo nastaviteľná trubica |
| 3. Nylonové operadlo | 7. Nylonové nákupné swapy |
| 4. Rúrka lakťovej opierky | 8. Predné kolesá |
| | 9. Zadné koleso |



4. Špecifikácie

Označenie	Hodnota
Nosnosť valca	135 kg
Vnútorňá šírka laktovej opierky	45 cm
Sedadlo	54 cm
Najnižšia výška laktovej opierky	78.5 cm
Najvyššia výška laktovej opierky	92 cm
Šírka	64.5 cm
Celková dĺžka	68.5 cm
Hĺbka sedadla	34 cm
Šírka zložená	27 cm
Nosnosť nákupného košíka	5,5 KG
Hmotnosť	7,1 kg
Veľkosť vonkajšieho obalu	66 * 29 * 37 cm

Zoznam vybavenia

- 1 výrobná jednotka
- 4 vŕtky
- 1 Inštrukcie
- 1 nákupný košík

5. Zhromaždenie

- Odstráňte obalový materiál a odstráňte všetky časti. Vložte tlačidlo a nastavujte, kým nie je valec stabilný.



- **Pred vloženíím gombíkových skrutiek do otvorov sa uistite, že príslušné otvory sú v rovnakej výške. Gombíkové skrutky by mali byť viditeľné cez otvory z druhej strany.**
- Ak chcete valec rozložiť, zatlačte priečky na oboch stranách, ako je znázornené na obrázkoch. Mali by ste počuť, ako obe strany zapadajú na svoje miesto.
- Ak chcete valec sklopiť, jemne potiahnite popruh v strede sedadla, ako je znázornené.



Rollator aufklappen



Rollator zusammenklappen

- Rukoväťe valca je možné výškovo nastaviť na výšku používateľa. Jednoducho stlačte gombík pružiny a nastavte požadovanú výšku. Pred použitím chodítka opakujte postup na druhej strane, aby ste sa uistili, že obe rukoväťe sú bezpečné a v rovnakej výške.
- Po stlačení pružinového tlačidla a nastavení rukovätí do požadovanej výšky by tlačidlá mali byť na oboch stranách v rovnakej výške.
- **(Upozornenie: Priemer otvorov je 8-8,2 mm, pri ich používaní buďte opatrní, aby ste si neporanili prsty. Držte deti ďalej od nej.)**



- Príslušenstvo: Vložte dáždnik alebo vychádzkovú palicu do držiaka a zaistite ju podložkou, ako je znázornené na obrázku:



6. Starostlivosť a údržba

- Pri balení a skladovaní valca dodržiavajte podmienky popísané v tomto návode na obsluhu.
- Na čistenie povrchu výrobku nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte kyslý roztok ani lúh na čistenie alebo ako leštiaci prostriedok na povrchy.
- Výrobok nesmie byť vystavený dažďu.
- Pri montáži valca dbajte na svoju bezpečnosť: Aby ste predišli zraneniu, pri nastavovaní dbajte na to, aby ste prsty držali ďalej od rotujúcej polohy.
- Keď stojíte, zabrzdite, aby ste zabránili skĺznutiu valca.
- Nevešajte na pravej alebo ľavej rukoväti, inak by sa valec mohol stať nestabilným a prevrátiť sa.
- Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky a krídlové skrutky skladacieho mechanizmu pevne usadené.
- Pred uskladnením zložte.

6.1 Doprava a skladovanie

- Valec môže byť prepravovaný akýmkoľvek vozidlom, dávajte pozor, aby ste predišli poškodeniu chemickými liekmi a eróziou.
- Podmienky skladovania: -40°C ~ 60°C, relatívna vlhkosť: ≤ 93%. Tlak vzduchu: 500hPa ~ 1050hPa
- Podmienky skladovania: žiadny korozívny plyn, dobré vetranie.

7. Ekologická likvidácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál je pre deti nebezpečný. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

7.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

7.2 Likvidácia starého zariadenia

- Odpadové zariadenia musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi pre miestnu likvidáciu odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a požiadajte o adresu najbližšieho recyklačného strediska a odovzdajte svoje zariadenie tam.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na OEEZ znamená, že na konci svojej životnosti sa nesmie zneškodňovať do domového odpadu. Pre bezplatné vrátenie sú vo vašej oblasti k dispozícii zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O [ďalších možnostiach vrátenia, ktoré sme vytvorili](#), sa dozviete www.arebos.de na našej webovej stránke.



Separovaný zber OEEZ je určený na uľahčenie opätovného použitia, recyklácie alebo iných foriem odpadu z elektrických a elektronických zariadení zhodnocovanie starých zariadení, ako aj negatívne dôsledky zneškodňovania na životné prostredie a ľudské zdravie.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kancelárie: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Spiaťočnú adresu nájdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami smerníc EÚ na bezpečnosť a ochranu zdravia vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii, ako aj dizajnu, ktorý uvádzame na trh.

Názov produktu: Hliníkový valec AREBOS Číslo modelu: AR-HE-RL/42012/G/P/R

Číslo položky: 4260199756577 / 4260627424016 / 4260627424023 / 4260627424030

Ak sa tento produkt zmení bez nášho súhlasu, stratí všetku záruku.

Príslušné **nariadenie EÚ**:

Nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach

Uplatnené harmonizované normy:

EN ISO 11199-2:2005

Klasifikácia do triedy I sa vykonáva v súlade s nariadením 1 prílohy VIII k nariadeniu.

Dátum/podpisový výrobca/miesto:

Würzburg, 23.06.2022



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca tohto návodu na použitie/technických údajov: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH,
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Spiaťočnú adresu nájdete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/) IČ DPH: DE

263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB
10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071