

AREBOS

Cinturón térmico



Siga todas las medidas de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por confiar en AREBOS.

1 Instrucciones introductorias y de seguridad	
3	
1.1 Introducción	3
1.2 Explicación de los símbolos	3
1.3 Instrucciones de seguridad	4
1.4 Uso previsto.....	7
2 Volumen de entrega / piezas individuales	8
3 Instrucciones	9
4 Uso de la correa térmica.....	10
4.1 Método de aplicación.....	10
4.2 Después del uso	10
5 Limpieza y mantenimiento	11
6 Almacenamiento	11
7 Características técnicas.....	12
8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente	13
8.1 Eliminación y envasado	13
8.2 Eliminación de equipos viejos.....	13
Declaración UE de conformidad	14

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1 Instrucciones introductorias y de seguridad

1.1 Introducción

- Este manual está destinado a familiarizarlo con la instalación, el uso y el mantenimiento del producto. Para instalar el dispositivo de forma segura y correcta, lea el manual de instrucciones **antes** de comenzar.

1.2 Explicación de los símbolos



¡Advertencia! Lea atentamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



¡En una nota! Desenchufe el cable de alimentación.



¡Advertencia! ¡Riesgo de voltaje eléctrico!



¡Use con precaución al usar este artículo!

⚠ ¡ADVERTENCIA! Este símbolo/palabra de señal se refiere a un peligro con un grado medio de riesgo que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ ¡CAUTELA! Este símbolo/palabra de señal se refiere a un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en una lesión leve o moderada.

¡Indirecta! Este símbolo/palabra de señal advierte de posibles daños a la propiedad.



Lea las instrucciones de uso



No inserte pines

No arrugar





No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3) años



No blanquear



No seque en secadora



No planchar



No limpiar en seco



Temperatura máxima de lavado 40°C, proceso suave



¡Este producto **no debe** desecharse con la basura doméstica!



Mediante un marcado CE, se puede reconocer que un producto cumple con los requisitos legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.





Este producto ha sido probado y certificado por TÜV Süd.
El símbolo "GS" significa seguridad probada. Los productos marcados con este símbolo cumplen con los requisitos de la Ley de Seguridad del Producto (ProdSG).

1.3 Instrucciones de seguridad

- Su seguridad es de suma importancia para nosotros. Asegúrese de haber leído este manual de instrucciones **antes** de intentar instalar y utilizar el dispositivo. Si no está seguro acerca de la información contenida en este folleto, póngase en contacto con el distribuidor al que compró


su dispositivo.

-  **¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones de seguridad y uso. El incumplimiento de la información y las instrucciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Guarde todas las instrucciones de seguridad y uso para futuras referencias.
- NO utilice el producto hasta que haya leído el manual de instrucciones.
- Asegúrese de haber leído detenidamente el manual de instrucciones y comprender su contenido antes de comenzar la instalación.
- Las instrucciones son en interés de su seguridad.
-  **¡ADVERTENCIA! ¡Asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con material de embalaje.

 **¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Una instalación eléctrica defectuosa o un voltaje de red excesivo pueden provocar una descarga eléctrica.

- Conecte la correa térmica eléctrica solo si la tensión de red de la toma corresponde a la especificación de la placa de clasificación de la unidad de control.
- Solo conecte la correa térmica a una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el artículo de la red eléctrica en caso de mal funcionamiento.
- No utilice la correa térmica eléctrica si tiene daños visibles o si los cables o enchufes están defectuosos.
- Si un cable de la unidad de control está dañado, la unidad de control debe reemplazarse con una pieza de repuesto original.
- No abra la carcasa de la unidad de control, sino que deje la reparación a especialistas para evitar peligros. Para ello, póngase en contacto con un taller especializado. Se excluyen las reclamaciones de responsabilidad y garantía en caso de reparaciones realizadas de forma independiente, conexión incorrecta o funcionamiento incorrecto.
- Solo las piezas que corresponden a los datos originales del dispositivo se pueden usar para reparaciones. Esta correa térmica eléctrica contiene partes eléctricas y mecánicas que son esenciales para la protección contra fuentes de peligro.
- La correa térmica eléctrica no debe funcionar con un temporizador externo o un mando a distancia independiente.
- Nunca desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, siempre busque el enchufe de alimentación.
- Mantenga la correa térmica, los tapones y los cables alejados de llamas abiertas y superficies calientes.
- No doble los cables ni los coloque sobre bordes afilados.
- Asegúrese de que los niños no pongan ningún objeto en el cinturón de calor .
- Si no usa la correa térmica eléctrica, límpiela o si se produce un mal funcionamiento, apague siempre la correa térmica y desenchúfela de la toma de corriente.

 **¡ADVERTENCIA! Riesgo para los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ejemplo, personas con discapacidad parcial, personas mayores con capacidades físicas y mentales reducidas) o falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños mayores).**

- - Este cinturón térmico eléctrico puede ser utilizado por niños a partir de los ocho años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y

conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del artículo y entienden los peligros involucrados. Los niños no pueden jugar con el cinturón de calor. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan ocho años de edad o más y estén supervisados.

- - Mantenga a los niños menores de ocho años alejados de la correa térmica eléctrica y del panel de control con sus cables.
- - Los niños menores de tres años no deben usar estoscinturones térmicos eléctricos , ya que no pueden reaccionar al sobrecalentamiento.
- - La correa térmica eléctrica no debe ser utilizada por personas insensibles al calor y por otras personas vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- - No deje el artículo desatendido durante la operación.
- - No permita que los niños jueguen con la película de embalaje. Puedes quedar atrapado en él y asfixiarte mientras juegas.

¡CAUTELA! ¡Herida!

Existe el riesgo de lesiones por cables que se encuentran alrededor.

- Coloque los cables de tal manera que no se conviertan en un peligro de tropiezo. Además, evite usar un cable de extensión. Especialmente después de despertarse, existe un mayor riesgo de tropezar debido a los cables que se encuentran alrededor.

¡CAUTELA! ¡Riesgo de daño a la salud!

El uso prolongado al más alto nivel puede causar irritación o malestar en la piel.

- Utilice siempre la correa térmica eléctrica brevemente al principio y no al más alto nivel. Revise su piel antes de aumentar la potencia y la duración del uso.
- Deje de usar el artículo inmediatamente si encuentra que el calor del cinturón térmico es incómodo o doloroso.
- Asegúrese de no quedarse dormido durante el uso. Si se cansa mucho durante el uso, seleccione la configuración 1 por razones de seguridad.

¡En una nota! ¡Riesgo de daños!

El manejo inadecuado de la correa térmica eléctrica puede provocar daños en el artículo.

- No encienda la correa térmica cuando esté doblada o empujada junta.
- No pellizque ni doble el artículo .
- No encienda la correa térmica eléctrica cuando todavía esté húmeda, por ejemplo, después de la limpieza.
- No coloque objetos grandes o pesados como maletas, mantas de lana y bolsas sobre el artículo durante la operación.
- No coloque fuentes de calor como bolsas de agua caliente, almohadilla térmica o similares en la cinta térmica durante el funcionamiento.
- Antes de cada uso en una cama ajustable o colchones divididos, asegúrese de que el cinturón térmico eléctrico o el cable de alimentación no estén pellizcados o empujados.
- Antes de cada uso, compruebe que el artículo, el panel de control y el cable de alimentación no muestren signos de desgaste o daño. Si tales signos están presentes, o si la cinta térmica se ha utilizado incorrectamente, debe revisarla en un taller especializado antes de volver a usarla. En este caso, póngase en contacto con la dirección de servicio indicada en la tarjeta de garantía.
- No inserte agujas u otros objetos afilados en el artículo .
- Guarde la cinta térmica eléctrica en un lugar seco.
- El artículo no debe usarse en mojado.

Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, se deben seguir instrucciones básicas de seguridad importantes, incluidas las siguientes:

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias. Antes de usar, asegúrese de saber cómo funciona la almohadilla térmica eléctrica y cómo usarla.
- Siempre apague la fuente de alimentación en la toma de corriente antes de insertar o quitar un enchufe. Retire agarrando el enchufe, no tire del cable.
- Apague el aparato y retire el enchufe cuando el artículo no esté en uso o antes de limpiarlo.
- Utilice siempre el elemento en una salida del voltaje especificado en la etiqueta de clasificación.
- Utilice únicamente el tipo de controlador (KS6) marcado en la etiqueta de clasificación.
- No usar cuando esté húmedo o mojado.
- Estacorrea térmica eléctrica no está diseñada para uso médico en hospitales.
- No usar con otro calentador.
- Cuando lo use, asegúrese de que el artículo y los cables de alimentación no estén pellizcados.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros involucrados. Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Revise la correa térmica regularmente para asegurarse de que no haya signos de desgaste o daño. Si se detecta daño / desgaste, no use la correa de calor y busque el asesoramiento de un profesional.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, solo puede ser reemplazado por el fabricante, su empleado de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- El dispositivo debe devolverse al fabricante o a su representante si se interrumpe la conexión.
- El aparato no debe ser utilizado por niños pequeños mayores de tres años de edad a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o tutor o que el niño haya sido instruido adecuadamente en el funcionamiento seguro de los mandos.
- El aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- Los niños menores de tres años no pueden usar este aparato, ya que no podrán reaccionar al sobrecalentamiento.
- El interruptor o la unidad de control no deben mojarse durante el lavado, y durante el secado, el cable debe colocarse de manera que el agua no fluya hacia el interruptor o el controlador.
- El dispositivo no debe utilizarse para calentar animales.

1.4 Uso previsto

- La correa térmica eléctrica está diseñada exclusivamente para su uso en hogares privados, tal como se describe en este manual.
- Está destinado exclusivamente para uso privado en espacios interiores secos y no es adecuado para uso comercial en hospitales, consultorios, etc.
- El cinturón térmico eléctrico no es un dispositivo médico y no es adecuado para fines terapéuticos.
- Utilice el elemento sólo como se describe en este manual del usuario. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales. El cinturón térmico eléctrico no es un juguete para niños.
- El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso

inadecuado o inadecuado.

2 Volumen de entrega / piezas individuales

Compruebe la correa térmica eléctrica y el volumen de suministro

¡En una nota! ¡Riesgo de daños!

Si abre descuidadamente el paquete con un cuchillo afilado u otros objetos afilados, el cinturón térmico puede dañarse rápidamente.


- Tenga mucho cuidado al abrir el paquete.

- Retire el artículo del embalaje y compruebe si él o las piezas individuales están dañados. Si este es el caso, por favor no utilice el artículo.
- Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte a continuación los datos de contacto).
- Compruebe que el volumen de entrega está completo
- Despegue todas las películas protectoras.
- Retire el material de embalaje.



No.	Designación
1	Correa térmica eléctrica
2	Baúl
3	Panel de control

Panel de control con pantalla



3 Instrucciones

- Conecte el controlador a la correa térmica (hay una toma de corriente conectada a la correa térmica en la que está enchufado el controlador) y asegúrese de que esté completamente conectado.
- Asegúrese de que haya un conector de alimentación cerca y que el cable de alimentación no esté en una posición que pueda hacer que las personas tropiecen con él cuando esté en uso. Cuando el controlador está conectado a la red eléctrica, debe ser fácilmente accesible para el usuario.

4 Uso de la correa térmica



4.1 Método de aplicación

- **Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar (3 pitidos).** Ajuste el precalentador a la posición más alta del grifo "6" 10 minutos antes de usarlo
- Cuando se inicia por primera vez, el indicador de temperatura es 3. Pulse el botón de temperatura y la posición del grifo de temperatura debajo de 1.2.3.4.5.6. Cuando lo use, elija la posición de toque adecuada de acuerdo con la sensación del cuerpo humano, si lo va a usar durante mucho tiempo, configúrelo en la posición de toque "1", que es la posición más baja, para evitar el sobrecalentamiento, que puede causar la incomodidad del cuerpo humano.
- Este controlador está equipado con un temporizador de cuenta regresiva de 90 minutos que inicia la cuenta regresiva una vez que se ha seleccionado su ajuste de calor y apaga los elementos después de 90 minutos.

¡En una nota!

- Si la pantalla es "P", compruebe si el embrague del producto está firmemente conectado o no, y luego reinicielo. Si el error no se puede resolver, significa que la conexión interna del producto tiene problemas y es necesario ponerse en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda.
- Si el indicador es "E", significa que el producto ha sido dañado.
- **Si la temperatura en el controlador se muestra como "C", lo que significa que el controlador se ha sobrecalentado, desconecte la almohadilla térmica de la red eléctrica y espere a que el controlador se enfríe, entonces es seguro de usar.**

4.2 Después del uso

Cuando la correa térmica no esté en uso, cambie el regulador a la posición de apagado; Retire el enchufe del enchufe. Si no se planea usar la correa térmica durante mucho tiempo, guarde el artículo en un lugar fresco y seco.

Si ya no desea utilizar la correa térmica, pulse el botón de encendido para apagar el elemento y retirar el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Siempre tire del enchufe, no del cable de alimentación.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemaduras!

El uso prolongado en la configuración más alta puede causar quemaduras. Para evitar lesiones por quemaduras en la piel, pruebe la temperatura con el dorso de la mano (no con la palma de la mano,

ya que es menos sensible que otras partes del cuerpo) antes de usar. No utilice la almohadilla térmica directamente sobre la piel.

5 Limpieza y mantenimiento

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La humedad puede causar descargas eléctricas.

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el artículo .
- No sumerja el artículo o el cable bajo el agua.
- No coloque el artículo en la lavadora.

¡En una nota! ¡Riesgo de daños!

El manejo inadecuado del artículo eléctrico puede provocar daños.

- La correa térmica eléctrica no debe limpiarse, plancharse ni enrollarse en seco.
- Extraiga el enchufe de alimentación de la toma de corriente y el enchufe del conector de la toma de conexión del aparato antes de limpiar el artículo .
- Ni la unidad de control ni el cable de alimentación deben entrar en contacto con la humedad, el agua o cualquier otro líquido, de lo contrario existe el riesgo de descarga eléctrica. Además, el artículo en sí no debe estar húmedo durante el uso. Úselo solo cuando esté seco, ¡nunca cuando esté húmedo!
- Cuando no lo use y limpie la correa térmica, desconéctela de la red eléctrica.
- Desconecte los controladores de la correa térmica.
- NO sumerja el(los) controlador(es) en agua ni los moje.
- Limpie la superficie del cordón con detergente neutro si el cordón está sucio y séquelo con un paño suave.
- No sumerja el controlador en agua ni lo moje en absoluto.
- No limpie en seco el artículo , ya que podría dañar los elementos calefactores.
- No utilice disolventes industriales como benceno, queroseno o disolventes similares para limpiarlo.
- NO escurra la correa térmica
- NO se seque con una secadora
- NO planche la correa térmica
- NO lo seque al sol.
- NO lo enchufe a la red eléctrica para secarlo
- NO use un dispositivo como un secador de pelo para secarlo
- Deje que la cinta de calor se seque naturalmente.
- NO use el artículo si está húmedo o mojado.
- No intente reparar la correa térmica si está defectuosa, haga que la revise una persona calificada.
- Revise el artículo regularmente para asegurarse de que no haya signos de desgaste o daño. Si se detecta daño / desgaste, no use el artículo y busque el consejo de un profesional.
- Si el cable de alimentación o el controlador están dañados, no los abra ni intente repararlos, ya que requerirán mantenimiento por parte de una persona calificada.


6 Almacenamiento

- ¡Deje que la correa térmica se enfríe antes de doblarla!
- ¡No ponga objetos pesados sobre el artículo!
- ¡Siempre guarde la cinta térmica en un lugar fresco y seco donde esté protegida de otras

fuentes de calor!


- Cuando no esté en uso, déjelo enfriar antes de doblarlo, luego doble cuidadosamente el artículo y vuelva a colocarlo en la bolsa de embalaje donde llegó.
- Asegúrese de que el cinturón térmico esté seco antes de doblarlo y guardarlo. El artículo debe colgarse en un área ventilada para que se seque naturalmente.
- No use repelentes de polillas.
- El aislamiento de la correa térmica se dañará si el artículo se seca bajo el sol, se plancha o se usa repelente de polillas. El daño al material aislante causa problemas de seguridad.
- No doble el artículo colocando elementos sobre él durante el almacenamiento.
- La cinta de calor debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

7 Características técnicas

Modelo	AR-HE-HK*
AR-HE-HSBP210 / 4252023114301	
Voltaje de línea	220-240 V ~ 50 Hz
Clase	II 
Poder	100 W

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y visuales en el artículo en el curso de mejoras del producto.

8 Eliminación respetuosa con el medio ambiente

 **¡ADVERTENCIA! ¡Asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

8.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

8.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales. Póngase en contacto con su administración local sobre la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.



El símbolo del cubo de basura tachado en un residuo eléctrico o electrónico significa que no debe eliminarse con la basura doméstica al final de su vida útil. Los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están disponibles en su área para su devolución gratuita. Puede obtener las direcciones de su ciudad o gobierno local. [Puede www.arebos.de](http://www.arebos.de) conocer otras opciones de devolución creadas por nosotros en nuestro sitio web.



La recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene por objeto permitir la reutilización, el reciclado u otras formas de valorización de los residuos y evitar las consecuencias negativas de la eliminación para el medio ambiente y la salud humana.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE-Reg. No. DE 61617071

Declaración UE de conformidad



Nosotros, los **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
Gneisenaustraße 10-11
97074 Wurzburg
Alemania

declarar bajo la exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Marca **AREBOS**

Producto Cinturón térmico

Modelo de producto AR-HE-HSBP210

Artículo 4252023114301

fue desarrollado, diseñado 2014/30/UE
y fabricado de conformidad con las 2014/35/UE
normas 2011/65/UE/2015/863/UE

con los requisitos de la
Directivas europeas:

El objeto de la declaración descrita anteriormente corresponde a la Unión Europea respectiva
Legislación de armonización.

La evaluación se basa en el EN 60335-2-17:2013/A1:2020
Armonizado según se aplica a EN 60335-1:2012/A2:2019
continuación EN 62233:2008
Estándares: EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Otras normas y especificaciones técnicas utilizadas: Reglamento (CE) n° 1907/2006

Lugar y fecha de expedición: Wurzburg, 27,04,2023

Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.