

Mode d'emploi original - Une chaise de douche REBOS

AREBOS

Chaise de douche

AR-HE-BH60004



Suivez toutes les précautions de sécurité de ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation en toute sécurité.



merci pour la confiance que vous accordez à AREBOS.

Veillez lire et conserver ces instructions. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages au produit ou à la propriété. Veuillez conserver les instructions pour référence future.

Consignes de sécurité

Explication du symbole



Ce produit ne doit pas être jeté avec ménage gaspiller

Symbole	Introductions	Symbole	Introductions
	Code de lot		Numéro de catalogue
	Avertissements et précautions		non stérile
	Dispositif médical		Date de fabrication
	Nom du fabricant Adresse		Identification unique de l'appareil
	Symbole CE		Numéro de modèle
	Pays de fabrication		Importateur
	Représentant autorisé européen		

Consignes de sécurité

- Lisez complètement les instructions avant la première utilisation. Déballez le produit et vérifiez que tous les composants sont inclus dans l'emballage et que le produit peut être endommagé pendant le transport. Si tel est le cas, veuillez contacter l'adresse de service ci-dessous.
- Il existe un risque particulier de glisser en s'asseyant et de se lever dans les baignoires ou les salles de douche humides, surtout si des produits de bain ou des détergents sont utilisés.
- Après chaque assemblage, assurez-vous que la stabilité de votre tabouret de bain est donnée.
- Le risque de basculement peut être augmenté en équilibrant les mouvements du corps.
- Si vous ne pouvez pas vous maintenir suffisamment, demandez de l'aide à un assistant.
- N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression ou de produits chimiques agressifs et corrosifs pour le nettoyage.

Avertissement! Risque de blessure !

- Une mauvaise utilisation du tabouret de bain peut causer des blessures.
- Ne vous tenez jamais debout sur le tabouret de douche !

Avertissement! Risque de dommages !

- Une mauvaise utilisation du tabouret de bain peut endommager le produit.
- N'utilisez pas le tabouret de douche si le produit est endommagé ou si le raccord à vis est desserré.

Le tabouret de douche ne doit pas être utilisé par des personnes

- troubles cognitifs
- Troubles de l'équilibre forts
- Incapacité du siège

Contenu de la livraison

- Surface d'assise
- 4 pieds de chaise (télescopiques)
- 4 pieds en caoutchouc
- Vis

Assemblée



Réglage de la hauteur des pieds de la chaise

- En ajustant la hauteur des pieds de la chaise, la hauteur d'assise de la personne peut être ajustée individuellement. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton à ressort situé sur le pied de la chaise contre le tube télescopique. Faites ensuite glisser le tube dans la position souhaitée.



- **Avertissement!** Après le réglage, assurez-vous que le bouton à ressort s'enclenche dans l'un des trous existants. **Risque de chute !**
- Vérifiez que tous les pieds de la chaise sont placés à la même hauteur.

Spécifications techniques

Matériel	Aluminium/PEHD
Couleur	Argent/Blanc
Largeur du siège	env. 50 cm
Profondeur de l'assise	env. 30 cm
Siège	Réglable jusqu'à environ 52 cm
Poids	2 kg
Capacité de charge max.	100 kg

Nettoyage et entretien

- Nous vous recommandons de nettoyer le tabouret de douche après chaque utilisation. Vous pouvez essuyer le tabouret de bain avec un chiffon humide, en cas de salissures plus importantes, vous pouvez utiliser des détergents doux. Pour désinfecter le produit, vous pouvez utiliser un nettoyant de surface standard.

Entretien

- Le tabouret de douche est conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Si le tabouret de douche est défectueux, contactez le revendeur spécialisé pour remplacer le produit.

Instructions d'élimination

Élimination de l'emballage

- Veuillez vous référer aux directives et normes d'élimination appropriée de l'emballage en vigueur dans votre région. En partie, l'emballage peut être constitué de sacs en plastique - surveillez cela, avec un soin particulier pour vous assurer qu'il n'est pas hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement !

Élimination des déchets d'équipement

- L'équipement doit être éliminé conformément aux règles et règlements de l'élimination locale des déchets.

Signification de la « poubelle »



Protégez notre environnement, les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères. Utilisez les points de collecte prévus pour l'élimination du matériel électrique et entrez vos équipements électriques et électroniques que vous n'utilisez plus. Ils permettent d'éviter les effets potentiels d'une élimination incorrecte sur l'environnement et la santé humaine. Alors, faites votre part pour recycler, recycler et autres formes de récupération des déchets d' équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur l'endroit où les appareils sont éliminés, veuillez contacter vos autorités locales ou les autorités locales auprès de vos municipalités.

【Importateur】

Entreprise : Canbolat Vertriebs GmbH
Adresse : Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne



Ovotre numéro de service client : +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Déclaration de conformité UE

Nous, les

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

SN : DE-IM-000044811

Par la présente, nous déclarons que le produit nommé ci-dessous, compte tenu de sa conception et de sa construction ainsi que de nos ventes, a été conforme à la santé pertinente et de base.

Nom du produit : Chaise de douche

AREBOS Numéro d'article :

4260199756560

Numéro de modèle : AR-HE-BH60004

UDI-DI de base :697353654chaise de
doucheD7

Classification : Classe I, selon la règle 1,
annexe VIII, règlement (UE) 2017/745

Si l'appareil est modifié sans notre accord, cette déclaration de conformité perd sa validité.

Testé selon :

Annexes II+III du règlement (UE) 2017/745

EN ISO 14971:2019

EN ISO 15223-1:2021

EN ISO 20417 : 2021

EN ISO 10993-1:2020

EN ISO 10993-5:2009

EN ISO 10993-10 : 2023

EN ISO 10993-23 : 2021

Date/Signature Fabricant/Lieu :Würzburg, le 07.11.2024



Signature:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Représentant de ce mode d'emploi/Données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Notre numéro de service client : +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires : DE 263752326

Le tribunal du registre du commerce est le suivant : Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071