

Original bruksanvisning – EnREBOS duschpall

# AREBOS

## Pall dusch

AR-HE-BH60004



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för ditt förtroende för AREBOS.



Läs och spara dessa instruktioner. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder denna produkt. Skydda dig själv och andra genom att följa alla säkerhetsinstruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskada och/eller skada på produkten eller egendomen. Behåll instruktionerna för framtida referens.

## Säkerhet

### Förklaring av symbolerna



Denna produkt får inte kasseras med Hushåll Avfall

Symbol	Inledningar	Symbol	Inledningar
	Chargen-kod		Katalognummer
	Varningar och försiktighet		osteril
	Medicinsk		Tillverkning
	Tillverkarens namn Adress		Unik enhetsidentifiering
	CE-märkning		Modell
	Tillverkningsland		Importör
	Europeisk auktoriserad representant		

### Säkerhet

- Läs instruktionerna i sin helhet innan du använder dem för första gången. Packa upp produkten och se till att alla komponenter finns i förpackningen och att produkten kan skadas under transporten. Om så är fallet, vänligen kontakta serviceadressen nedan.
- Det finns en särskild risk för halka när man sitter ner och reser sig upp i fuktiga badkar eller duschrum, särskilt om badtillsatser eller rengöringsmedel används.
- Efter varje installation, se till att stabiliteten på din badpall ges.
- Risken för vältning kan ökas genom att balansera kroppsrörelsen.
- Om du inte kan hålla dig tillräckligt, be en assistent om hjälp.

- Använd inte högtryckstvätt eller starka, frätande kemikalier för rengöring.

### Varning! Skada!

- Felaktig användning av badpallen kan leda till skador.
- Stå aldrig på duschpallen!

### Varning! Risk för skador!

- Felaktig användning av badpallen kan orsaka skada på produkten.
- Använd inte duschpallen om produkten är skadad eller om skruvförbandet är löst.

### Duschpallen bör inte användas av personer med

- Kognitiva störningar
- Störningar i stark balans
- Sätets oförmåga

## Leveransens omfattning

- Säte
- 4 stolsben (teleskopiska)
- 4 gummifötter
- Skruv

## Byggnation



### Höjjustering av stolsbenen

- Genom att justera höjden på stolsbenen kan personens sitt höjd justeras individuellt. För att göra detta måste du trycka på fjäderknappen på stolsbenet mot teleskopröret. Skjut sedan röret till önskat läge.



- **Varning!** När den är justerad, se till att fjädervredet snäpper fast i ett av de befintliga hålen. **Risk för att falla!**
- Se till att alla stolsben är inställda på samma höjd.

## Specifikationer

Material	Aluminium/HDPE
Färg	Silver/Vit
Sätets bredd	ca 50 cm
Sittdjup	ca 30 cm
Säte	Justerbar upp till ca 52 cm
Vikt	2 kg
Max. lastkapacitet	cirka 100 kg

## Rengöring och skötsel

- Vi rekommenderar att du rengör duschpallen efter varje användning. Du kan torka av badpallen med en fuktig trasa, och du kan använda milda rengöringsmedel för tyngre nedsmutsning. För att desinficera produkten kan du använda ett kommersiellt tillgängligt ytrengöringsmedel.

### Underhåll

- Duschpallen är designad för att vara underhållsfri. Om duschpallen är defekt, kontakta fackhandlaren för att byta ut produkten.

## Miljövänlig avfallshantering

### Kassering av förpackningar

- Observera de riktlinjer och standarder som gäller i din region för korrekt kassering av förpackningar. En del av förpackningarna kan vara plastpåsar - var extra noga så att de inte är utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning!

### Kassering av gammal utrustning

- Utrustningen måste kasseras i enlighet med regler och föreskrifter för lokal avfallshantering.

Betydelsen av "papperskorgen"



Skydda vår miljö, elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet. Använd de utsedda insamlingsställena för kassering av elektriska apparater och lämna in din elektriska och elektroniska utrustning som du inte längre använder. De hjälper till att undvika den potentiella effekten av felaktigt bortskaffande på miljön och människors hälsa. Så gör din del i återvinning och andra former av återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Information om var enheterna kasseras kan erhållas från dina lokala myndigheter eller lokala myndigheter, från dina kommuner eller kommunala förvaltningar.

### 【Importör】



Företag: Canbolat Vertriebs GmbH  
Adress: Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Kundtjänst nummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

SRN: DE-IM-000044811

Vi förklarar härmed att produkten som nämns nedan, både när det gäller dess design och konstruktion och enligt vår försäljning, uppfyller relevanta och grundläggande hälsostandarder.

Produktnamn: AREBOS Duschstol

Artikelnr.: 4260199756560

Modellnamn: R-HE-V60004

Bas UDI-DI:697353654DuschstuhID7

Klassificering: Klass I, enligt regel 1, bilaga

II+III, förordning (EU) 2017/745

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Testad av:

Bilaga II+III till förordning (EU) 2017/745

SS-EN ISO 14971:2019

SS-EN ISO 15223-1:2021

SS-EN ISO 20417:2021

SS-EN ISO 10993-1:2020

SS-EN ISO 10993-5:2009

SS-EN ISO 10993-10: 2023

SS-EN ISO 10993-23: 2021

Datum/Underskrift Tillverkare/Plats: Würzburg, 07.11.2024



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data: Dipl.-

Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

**Vårt kundtjänstnummer: +49 (0) 931-45232700**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Den domstol där registreringen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. De 61617071