



Hyagen



Stick

Velkommen til Hyagen® Sticks verden

Siden 1950'erne er de første forsøg blevet gjort med elektrisk strøm i kosmetisk behandling. Fra 90'erne og frem blev metoderne mere og mere forfinede.

Den elektrofysiske kosmetiske behandling er blevet videreudviklet til en effektiv behandlingsmetode inden for anti-aging området. Førrende forskere mener, at elektrofysisk kosmetik kan bygge bro mellem traditionel og traditionel kosmetik med hensyn til virkningsmekanisme og resultater. kosmetik og kosmetisk kirurgi.





Hvad er elektrokosmetik?

Den menneskelige krop er en "flydende leder af elektricitet". Alle kropsvæsker indeholder ioner, som også dannes permanent (f.eks. ved opløsning af salte). Hvis der påføres en lille elektrisk spænding på huden via en anodeplade, begynder de elektrisk ladede partikler (ioner), der allerede er til stede i kroppen, at migrere til anodepladen, afhængigt af deres elektriske ladning.

Direkte under hudens overflade skabes bevægelse af den påførte spænding. Plejeprodukter er optimalt inkorporeret i huden gennem denne permanente bevægelse af ionerne. Effektiviteten af en ordre fra Plejeprodukter med Hyagen® Stick overgår dem ved en håndpåføring mange gange.

Desuden beroliger ionbevægelserne nerveceptorer og forbedrer blodcirkulationen og lymfestrømmen. Hyagen® er plejeproduktet, der passer perfekt til Hyagen® Stick.



Funktionsmodi:

Aktiv ingrediens absorption / massage

Kliniske undersøgelser har vist, at maksimalt 15 % af de aktive ingredienser, der findes i cremer, kan trænge igennem hudbarrieren, når de påføres i hånden. Hvis Hyagen® Gel, der er specielt udviklet til Hyagen Stick, nu bruges og arbejdes ind i huden med Hyagen Stick ved hjælp af aktiveret "Active Ingredient Absorption / Balance"-tilstand, kan op til 80 % af de aktive ingredienser passere gennem hudbarrieren for at kunne udvikle effekten fuldt ud.

Hyagen er en gel specielt udviklet til Hyagen Stick, som har fremragende plejeegenskaber og er beriget med specielle aktive ingredienser udviklet til elektrofysisk kosmetisk behandling.

Resultatet er celler, der absorberer mere fugt og dermed genopretter friskhed og elasticitet i huden, samtidig med at rynker reduceres.

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes which are closed. Her hair is dark and pulled back. The lighting is soft and natural, highlighting her skin texture and features.

Ansøgning

Ved at trykke på kontakten "Pil op" tænd for enheden. Behandlingshovedet for øjenområdet aktiveres.

Når der trykkes på "pil ned"-kontakten, aktiveres behandlingshovedet for ansigtet.

For at slukke for enheden skal du flytte kontakten til midterpositionen (neutral position)

Aktiv ingrediens absorption / massage

1

Tragen Sie Hyagen dag- og natserum
Intens i ansigtet.

2

Sæt begge kontaktstrimler på
side af enheden med din hånd og begynd
behandlingen.

3


Brug Hyagen Stick til at massere hya-
Påfør forsigtigt Day® and Night Serum Intense
eller en anden anti-rynkecreme i din
ansigtshud og øjenområdet.

4

Stop behandlingen, så snart
plejeproduktet er blevet fuldstændig
absorberet af huden.

5

Vask ikke dit ansigt5 efter brug.



Hud

Neutral Top	1 gang om dagen; 5 - 10 minutter
sensitiv / fedtet hud	1 Mal alle 3-4 Tage; 5 - 10 minutter
Følsom ende / Ekstremt fedtet hud	1 gang om ugen, maks. 5 minutter
Ældet hud	1 gang om dagen; 10 - 15 minutter
Øjne	Huden omkring øjnene er meget følsom. Bliv på et punkt i maksimalt 2 sekunder.

Tips

Rør altid ved enhedens to laterale ion-kontaktstrimler, når du bruger den.



100% naturlig

Hyagen® dag- og natserum intens

Hyagen® er en gel specielt udviklet til Hyagen® Stick, som har fremragende plejeegenskaber og er beriget med specielle aktive ingredienser udviklet til elektrofysisk kosmetisk behandling.

Hyaluronsyre lagres naturligt i huden såvel som i andre områder af vores krop. Stoffet produceres af den menneskelige krop selv og er kendetegnet ved op til 1000 gange opbevaring af vand i forhold til sin egen vægt, hvilket sikrer optimal hydrering og fasthed af huden.

Med stigende alder falder produktionen af hyaluronsyre i kroppen kontinuerligt. Huden mister tæthed, elasticitet og smidighed. rynker opstår. Ydre påvirkninger, såsom stærkt sollys eller forurening fra miljøet og støv, kan fremme forekomsten af hudtræthed og fremskynde aldringsprocessen.

På grund af den øgede fugtoptagelse har Hyagen® en særlig hudopstrammende effekt. Hyagen® - Day and Night Serum er 100% naturligt og indeholder ingen animalske ingredienser. Hyaluronsyre findes i alle celler i den menneskelige krop; Allergiske reaktioner er derfor yderst sjældne.

Takket være bioteknologiske fremstillingsprocesser undlades hyaluronsyre af animalsk oprindelse.

Vedligeholdelse

- Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring sikrer optimale resultater og forlænger enhedens levetid.
- Opbevar Hyagen Stick på et sikkert, køligt og tørt sted, når enheden ikke er i brug.
- For ikke at kompromittere enhedens sikkerhed, pålidelighed og ydeevne må der ikke udføres udvidelser, justeringer, ændringer eller reparationer.
- Udvidelser, nyansættelser, ændringer eller reparationer må kun udføres af personer, der er autoriseret af Canbolat Vertriebs GmbH.
- Før du rengør apparatet, skal du sørge for, at det er slukket og taget ud af stikkontakten.
- Brug en let fugtig og blød klud til rengøring.
- Brug ikke aggressive stoffer som skuremælk eller andre opvaskemidler, da disse kan angribe overfladen.
- Reparer ikke enheden. Den indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.
- Fjern kosmetik eller andre rester fra Hyagen Stick efter hver brug.
- Rengør apparatet regelmæssigt med en ren klud.
- Brug ikke vand til at rengøre enheden

Advarsler

- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug.
- Enheden er ikke vandtæt - kontakt den ikke med vand.
- Opbevar enheden i et tørt miljø.
- Sørg for, at enheden ikke udsættes for stærke vibrationer
- Åbn ikke enheden eller forsøg at reparere den.
- Personer med metalliske implantater, pacemakere eller gravide kvinder bør konsultere en læge før brug.
- Enheden må ikke bruges på sår, eksem eller tumorer Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Fjern piercing, øreringe eller andre metalgenstande før brug.
- Før ikke den tændte enhed over øjnene. Brug ikke enheden, hvis du har allergi over for metal.
- Anbring eller brug aldrig apparatet i vådt eller damp miljø.
- Brug ikke enheden under vand, f.eks. i brusebadet.
- Bring aldrig apparatet i direkte kontakt med ild, gas, ilt eller varme genstande såsom komfurer.

- Håndter enheden forsigtigt, så den ikke kan falde ned eller på anden måde blive beskadiget.
- Hvis der er problemer med enheden, skal du straks tage den til reparation. Forsøg ikke at ordne det selv.
- Tag AC-adapteren ud, når den ikke er i brug.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed og er blevet instrueret i, hvordan man bruger enheden.
- Bær ikke enheden i kablet, og brug ikke kablet som håndtag.
Når du afslutter programmet, skal du indstille alle kontakter til Fra/Fra/0 og tage stikket ud af strømforsyningen.
- Brug kun forlængerledninger, hvis du tidligere har sikret dig, at de er i god stand.
Hvis enhedens netledning er beskadiget, må den kun udskiftes af et autoriseret servicecenter. Lad aldrig børn lege med
- emballagen. Der er risiko for kvælning.
- Hyagen Stick må kun bruges til det oprindelige formål.

Bortskaffelse

Elværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke elværktøj i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EØF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i national lovgivning skal elværktøj, der ikke længere kan bruges,

indsamles separat og genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Inden for EU angiver dette symbol, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. WEEE indeholder værdifulde genanvendelige materialer, der bør genbruges og for ikke at skade miljøet eller menneskers sundhed gennem ukontrolleret bortskaffelse af affald.

Bortskaf derfor gamle apparater via egnede indsamlingssystemer eller send apparatet til det sted, hvor du købte det, til bortskaffelse. Dette vil derefter sende enheden til materialegenbrug.

Akkumulatører og batterier

Smid ikke genopladelige batterier i husholdningsaffald, vand eller ild. Batterier skal indsamles, genbruges eller bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Kun for EU-lande

I overensstemmelse med direktiv 91/157/EØF kan defekte eller brugte genopladelige batterier/batterier afleveres direkte til Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenastr. 10-11, 97074 Würzburg.

Specifikation af reservedele, der skal anvendes

Enheden leveres uden reservedele. Kontakt venligst vores service på +49 931/90803000, hvis det er nødvendigt.

Tekniske data

Produkt: Hyagen Stick Mål:

15,5 x 4 x 3,5 cm

Rotation pr. minut: 12000 Strømforgbrug: 0,2W

