



Hyagen



Stick

Bienvenido al mundo de Hyagen® Stick

Desde la década de 1950, se han realizado los primeros intentos con corriente eléctrica en el tratamiento cosmético. A partir de los años 90, los métodos fueron cada vez más refinados.

El tratamiento cosmético electrofísico se ha convertido en un método de tratamiento eficaz en el campo antienvjecimiento. Los principales científicos creen que la cosmética electrofísica puede cerrar la brecha entre la cosmética tradicional y la tradicional en términos de modo de acción y resultados. Cosmética y Cirugía Estética.





¿Qué es la electrocosmética?

El cuerpo humano es un "conductor líquido de electricidad". Todos los fluidos corporales contienen iones, que también se forman de forma permanente (por ejemplo, disolviendo sales). Si se aplica un pequeño voltaje eléctrico a la piel a través de una placa anódica, las partículas cargadas eléctricamente (iones) ya presentes en el cuerpo comienzan a migrar a la placa anódica, dependiendo de su carga eléctrica.

Directamente debajo de la superficie de la piel, el movimiento es creado por la tensión aplicada. Los productos de cuidado se incorporan de manera óptima a la piel a través de este movimiento permanente de los iones. Sobre la eficacia de una resolución dictada por los productos de cuidado con Hyagen® Stick superan con creces a los de una aplicación manual.

Además, los movimientos iónicos calman los receptores nerviosos y mejoran la circulación sanguínea y el flujo linfático. Hyagen® es el producto de cuidado que se adapta perfectamente al Hyagen® Stick.



Modos de función:

Absorción de ingredientes activos / masaje

Los estudios clínicos han demostrado que un máximo del 15% de los ingredientes activos presentes en las cremas pueden penetrar la barrera cutánea cuando se aplican con la mano. Si el Hyagen® Gel, especialmente desarrollado para el Hyagen Stick, se utiliza ahora y se trabaja en la piel con el Hyagen Stick mediante el modo activado "Absorción de Ingredientes Activos / Equilibrio", hasta el 80% de los ingredientes activos pueden pasar a través de la barrera cutánea para poder desarrollar completamente el efecto.

Hyagen es un gel especialmente desarrollado para el Hyagen Stick, que tiene excelentes propiedades de cuidado y está enriquecido con ingredientes activos especiales desarrollados para el tratamiento cosmético electrofísico.

El resultado son células que absorben más humedad y, por lo tanto, devuelven la frescura y elasticidad a la piel al mismo tiempo que reducen las arrugas.

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes which are closed. Her hair is dark and pulled back. The lighting is soft and natural, highlighting her skin texture and features.

Aplicación

Pulsando el interruptor
Encienda el dispositivo con la "flecha
hacia arriba". Se activa el cabezal de
tratamiento para el contorno de los
ojos.

Cuando se presiona el interruptor de "flecha
hacia abajo", se activa el cabezal de
tratamiento para la cara.

Para apagar el dispositivo, mueva el interruptor a la
posición central (posición neutra)

Absorción de ingredientes activos / masaje

1

Tragen Sie Hyagen Sérum de Día y Noche Intenso en el rostro.

2

Encierre ambas tiras de contacto en el lado del dispositivo con la mano y comenzar el tratamiento.

3


Utilice el Hyagen Stick para masajear la hialurona. Aplique suavemente Day® and Night Serum Intense u otra crema antiarrugas en la piel del rostro y el área de los ojos.

4

Suspenda el tratamiento tan pronto como el producto de cuidado ha sido completamente absorbido por la piel.

5

No se lave la cara después de usarlo.



Piel

Parte superior neutra 1 vez al día; 5 - 10 minutos Piel

Sensible / Grasa 1 Mide los 3 o 4 techos; 5 - 10

minutos

Extremo sensible / 1 vez a la semana, máximo 5 minutos
Piel extremadamente grasa

Piel envejecida 1 vez al día; 10 - 15 minutos

Ojos La piel del contorno de los ojos es muy sensible.
Permanezca en un punto durante un
máximo de 2 segundos.

Consejos

Toque siempre las dos tiras laterales de contacto iónico del dispositivo cuando lo utilice.



100% natural

Hyagen® Sérum de Día y Noche Intenso

Hyagen® es un gel especialmente desarrollado para el Hyagen® Stick, que tiene excelentes propiedades de cuidado y está enriquecido con ingredientes activos especiales desarrollados para el tratamiento cosmético electrofísico.

El ácido hialurónico se almacena de forma natural en la piel, así como en otras zonas de nuestro cuerpo. La sustancia es producida por el propio cuerpo humano y se caracteriza por almacenar hasta 1000 veces el agua en relación con su propio peso, asegurando así una hidratación y firmeza óptimas de la piel.

Con el aumento de la edad, la producción de ácido hialurónico en el cuerpo disminuye continuamente. La piel pierde densidad, elasticidad y flexibilidad. Aparecen arrugas. Las influencias externas, como la luz solar intensa o la contaminación del medio ambiente y el polvo, pueden promover la aparición de fatiga de la piel y acelerar el proceso de envejecimiento.

Debido a la mayor absorción de humedad, Hyagen® tiene un efecto particularmente tensor de la piel. Hyagen® - Day and Night Serum es 100% natural y no contiene ingredientes de origen animal. El ácido hialurónico se encuentra en todas las células del cuerpo humano; Por lo tanto, las reacciones alérgicas son extremadamente raras.

Gracias a los procesos de fabricación biotecnológicos, se prescinde del ácido hialurónico de origen animal.

Mantenimiento

- El mantenimiento y la limpieza regulares garantizan resultados óptimos y prolongan la vida útil del dispositivo.
- Guarde Hyagen Stick en un lugar seguro, fresco y seco cuando el dispositivo no esté en uso.
- Para no comprometer la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento del dispositivo, no se pueden realizar extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones.
- Las ampliaciones, nuevas contrataciones, cambios o reparaciones solo pueden ser realizadas por personas autorizadas por Canbolat Vertriebs GmbH.
- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté apagado y desenchufado.
- Para la limpieza, utilice un paño suave y ligeramente húmedo.
- No utilice sustancias agresivas como leche para fregar u otros detergentes, ya que pueden atacar la superficie.
- No repare el dispositivo. No contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.
- Retire los cosméticos u otros residuos del Hyagen Stick después de cada uso.
- Limpie el aparato regularmente con un paño limpio.
- No utilice agua para limpiar el dispositivo

Advertencias

- Este dispositivo está diseñado para uso doméstico.
- El dispositivo no es resistente al agua, no lo toque con el agua.
- Guarde el dispositivo en un ambiente seco.
- Asegúrese de que el dispositivo no esté expuesto a vibraciones fuertes
- No abra el dispositivo ni intente repararlo.
- Las personas con implantes metálicos, marcapasos o mujeres embarazadas deben consultar a un médico antes de usar.
- El dispositivo no debe usarse en heridas, eccemas o tumores Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Qítense los piercings, aretes u otros objetos metálicos antes de usarlos.
- No pase el dispositivo encendido sobre los ojos.
No utilice el dispositivo si tiene alergias al metal.
- Nunca coloque ni utilice el aparato en un ambiente húmedo o mojado.
- No utilice el dispositivo bajo el agua, por ejemplo, en la ducha.
- Nunca ponga el aparato en contacto directo con fuego, gas, oxígeno u objetos calientes como estufas.

- Manipule el dispositivo con cuidado para que no pueda caerse o dañarse de alguna manera.
- Si hay algún problema con el dispositivo, llévelo a reparar de inmediato. No intente arreglarlo tú mismo.
- Desconecte el adaptador de CA cuando no esté en uso.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo.
- No transporte el dispositivo por el cable ni utilice el cable como asa.
Cuando salga de la aplicación, coloque todos los interruptores en Apagado/Apagado/0 y desconecte la fuente de alimentación.
- Utilice únicamente cables de extensión si previamente se ha asegurado de que estén en buen estado.
Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado, solo debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado.
- permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Existe el riesgo de asfixia.
- El Hyagen Stick solo se puede usar para el propósito original.

Disposición

Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



¡No tire las herramientas eléctricas a la basura doméstica! De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas que ya no son utilizables deben ser

se recogen por separado y se reciclan de forma respetuosa con el medio ambiente.

Dentro de la UE, este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Los RAEE contienen valiosos materiales reciclables que deben reciclarse y para no dañar el medio ambiente o la salud humana a través de la eliminación incontrolada de residuos.

Por lo tanto, deseche los electrodomésticos viejos a través de sistemas de recolección adecuados o envíe el electrodoméstico al lugar donde lo compró para su eliminación. Esto enviará el dispositivo para su reciclaje de material.

Acumuladores y baterías

No arroje las pilas recargables a la basura doméstica, al agua o al fuego. Las baterías deben recogerse, reciclarse o eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Solo para países de la UE

De acuerdo con la Directiva 91/157/CEE, las pilas recargables/baterías defectuosas o usadas pueden entregarse directamente a Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

Especificación de las piezas de repuesto a utilizar

El dispositivo se entrega sin piezas de repuesto. Si es necesario, póngase en contacto con nuestro servicio en el +49 931/90803000.

Datos técnicos

Producto: Hyagen Stick

Dimensiones: 15,5 x 4 x 3,5

cm

Rotación por minuto: 12000 Consumo de energía: 0.2W

