



Hyagen



*Stick*


## *Benvenuti nel mondo di Hyagen® Stick*

Dagli anni '50, i primi tentativi sono stati fatti con la corrente elettrica nel trattamento cosmetico. Dagli anni '90 in poi i metodi sono stati sempre più affinati.

Il trattamento cosmetico elettrofisico è stato ulteriormente sviluppato in un metodo di trattamento efficace nel campo dell'anti-invecchiamento. Importanti scienziati ritengono che i cosmetici elettrofisici possano colmare il divario tra i cosmetici tradizionali e quelli tradizionali in termini di modalità d'azione e risultati.

Cosmetica e chirurgia estetica.





## *Che cos'è l'elettrocosmesi?*

Il corpo umano è un "conduttore liquido di elettricità". Tutti i fluidi corporei contengono ioni, che si formano anche in modo permanente (ad esempio sciogliendo i sali). Se una piccola tensione elettrica viene applicata alla pelle tramite una piastra anodica, le particelle elettricamente cariche (ioni) già presenti nel corpo iniziano a migrare verso la piastra anodica, a seconda della loro carica elettrica.

Direttamente sotto la superficie della pelle, il movimento è creato dalla tensione applicata. I prodotti per la cura sono incorporati in modo ottimale nella pelle attraverso questo movimento permanente degli ioni. L'efficacia di un ordine proveniente da

I prodotti per la cura con Hyagen® Stick superano di gran lunga quelli di un'applicazione manuale.

Inoltre, i movimenti ionici calmano i recettori nervosi e migliorano la circolazione sanguigna e il flusso linfatico. Hyagen® è il prodotto per la cura perfettamente abbinato allo stick Hyagen®.




## *Modalità di funzionamento:*

### **Assorbimento dei principi attivi / massaggio**

Studi clinici hanno dimostrato che un massimo del 15% dei principi attivi presenti nelle creme può penetrare la barriera cutanea se applicato a mano. Se il gel Hyagen®, sviluppato appositamente per lo stick Hyagen, viene ora utilizzato e lavorato sulla pelle con lo stick Hyagen per mezzo della modalità attivata "Assorbimento / Equilibrio del principio attivo", fino all'80% dei principi attivi può passare attraverso la barriera cutanea per poter sviluppare completamente l'effetto.

Hyagen è un gel sviluppato appositamente per lo stick Hyagen, che ha eccellenti proprietà curative ed è arricchito con speciali principi attivi sviluppati per il trattamento cosmetico elettrofisico.

Il risultato sono cellule che assorbono più umidità e quindi restituiscono freschezza ed elasticità alla pelle riducendo allo stesso tempo le rughe.

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes which are closed. Her hair is dark and pulled back. The lighting is soft and natural, highlighting her skin texture and features.

## *Applicazione*

Premendo l'interruttore "Freccia su" accende il dispositivo. La testina di trattamento per il contorno occhi viene attivata.

Quando si preme l'interruttore "freccia giù", la testina di trattamento per il viso viene attivata.

Per spegnere il dispositivo, portare l'interruttore in posizione centrale (posizione neutra)

## Assorbimento dei principi attivi / massaggio

1

Tragen Sie Hyagen Siero Giorno e Notte Intenso sul viso.

2

Racchiudere entrambe le strisce di contatto sul lato del dispositivo con la mano e iniziare il trattamento.

3

Usa lo Hyagen Stick per massaggiare l'hyaluronato. Applicare delicatamente Day® and Night Serum Intense o un'altra crema antirughe sulla pelle del viso e sul contorno occhi.

4

Interrompere il trattamento non appena il prodotto per la cura è stato completamente assorbito dalla pelle.

5

Non lavarsi il viso dopo l'uso.



## *Pelle*

Piano neutro	1 volta al giorno; 5 - 10 minuti Pelle
Sensibile / Grassa	1 Misura tutti i 3-4 tetti; 5 - 10 minuti
Estremità sensibile / Pelle estremamente grassa	1 volta a settimana, massimo 5 minuti
Pelle invecchiata	1 volta al giorno; 10 - 15 minuti
Occhi	La pelle intorno agli occhi è molto sensibile. Rimani su un punto per un massimo di 2 secondi.

## *Suggerimenti*

Toccare sempre le due strisce di contatto ionico laterali del dispositivo quando lo si utilizza.



*100% naturale*

## *Hyagen® Siero Giorno e Notte Intenso*

Hyagen® è un gel sviluppato appositamente per lo stick Hyagen®, che ha eccellenti proprietà curative ed è arricchito con speciali principi attivi sviluppati per il trattamento cosmetico elettrofisico.

L'acido ialuronico è naturalmente immagazzinato nella pelle e in altre aree del nostro corpo. La sostanza è prodotta dal corpo umano stesso ed è caratterizzata da un immagazzinamento di acqua fino a 1000 volte superiore rispetto al proprio peso, garantendo così un'idratazione e una compattezza ottimali della pelle.

Con l'avanzare dell'età, la produzione di acido ialuronico nel corpo diminuisce continuamente. La pelle perde densità, elasticità e morbidezza. sorgono le rughe. Le influenze esterne, come la forte luce solare o l'inquinamento dell'ambiente e della polvere, possono favorire la comparsa dell'affaticamento della pelle e accelerare il processo di invecchiamento.

Grazie al maggiore assorbimento dell'umidità, Hyagen® ha un effetto particolarmente rassodante sulla pelle. Hyagen® - Day and Night Serum è naturale al 100% e non contiene ingredienti animali. L'acido ialuronico si trova in tutte le cellule del corpo umano; Le reazioni allergiche sono quindi estremamente rare.

Grazie ai processi di produzione biotecnologici, si rinuncia all'acido ialuronico di origine animale.

## Manutenzione

- La manutenzione e la pulizia regolari garantiscono risultati ottimali e prolungano la durata del dispositivo.
- Conservare Hyagen Stick in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando il dispositivo non è in uso.
- Al fine di non compromettere la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del dispositivo, non è consentito effettuare estensioni, regolazioni, modifiche o riparazioni.
- Estensioni, nuove assunzioni, modifiche o riparazioni possono essere eseguite solo da persone autorizzate da Canbolat Vertriebs GmbH.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia spento e scollegato.
- Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente umido e morbido.
- Non utilizzare sostanze aggressive come latte abrasivo o altri prodotti per piatti, poiché possono attaccare la superficie.
- Non riparare il dispositivo. Non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.
- Rimuovere cosmetici o altri residui dallo stick Hyagen dopo ogni utilizzo.
- Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno pulito.
- Non utilizzare acqua per pulire il dispositivo

## Avvertenze

- Questo dispositivo è destinato all'uso domestico.
- Il dispositivo non è impermeabile: non entrare in contatto con l'acqua.
- Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto a forti vibrazioni
- Non aprire il dispositivo né tentare di ripararlo.
- Le persone con protesi metalliche, pacemaker o donne in gravidanza dovrebbero consultare un medico prima dell'uso.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato su ferite, eczemi o tumori Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere piercing, orecchini o altri oggetti metallici prima dell'uso.
- Non passare il dispositivo acceso sugli occhi.  
Non utilizzare il dispositivo in caso di allergie al metallo.
- Non posizionare o utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente umido o umido.
- Non utilizzare il dispositivo sott'acqua, ad es. sotto la doccia.
- Non portare mai l'apparecchio a contatto diretto con fuoco, gas, ossigeno o oggetti caldi come i piani cottura.

- Maneggiare il dispositivo con cura in modo che non possa cadere o essere danneggiato in altro modo.
- In caso di problemi con il dispositivo, portarlo immediatamente in riparazione. Non cercare di risolverlo da solo.
- Scollegare l'adattatore CA quando non è in uso.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della sicurezza dell'utente e siano state istruite su come utilizzare il dispositivo.
- Non trasportare il dispositivo per il cavo e non utilizzare il cavo come maniglia. Quando si esce dall'applicazione, impostare tutti gli interruttori su Off/Off/0 e scollegare l'alimentazione.
- Utilizzare le prolunghe solo se in precedenza si è verificato che siano in buone condizioni. Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito solo da un centro di assistenza autorizzato. Non
- lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. Esiste il rischio di soffocamento.
- Lo Hyagen Stick può essere utilizzato solo per lo scopo originale.

## Disposizione

Gli utensili elettrici, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente.



Non gettare gli utensili elettrici nei rifiuti domestici! Ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/CEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli utensili elettrici non più utilizzabili devono essere

raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

All'interno dell'UE, questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. I RAEE contengono preziosi materiali riciclabili che devono essere riciclati e in modo da non danneggiare l'ambiente o la salute umana attraverso lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

Pertanto, si prega di smaltire i vecchi apparecchi tramite idonei sistemi di raccolta o di inviare l'apparecchio al luogo in cui è stato acquistato per lo smaltimento. In questo modo il dispositivo verrà inviato al riciclaggio dei materiali.

### Accumulatori e Batterie

Non gettare le batterie ricaricabili nei rifiuti domestici, nell'acqua o nel fuoco. Le batterie devono essere raccolte, riciclate o smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Solo per i paesi dell'UE

Ai sensi della direttiva 91/157/CEE, le batterie/batterie ricaricabili difettose o usate possono essere consegnate direttamente a Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare**

Il dispositivo viene consegnato senza pezzi di ricambio. Se necessario, contatta il nostro servizio al numero +49 931/90803000.

### **Dati tecnici**

Prodotto: Bastone Hyagen

Dimensioni: 15,5 x 4 x 3,5

cm

Rotazione al minuto: 12000 Consumo energetico: 0,2 W

