



Hyagen



*Stick*

## *Witamy w świecie Hyagen® Stick*

Od lat 50. XX wieku podejmowane są pierwsze próby wykorzystania prądu elektrycznego w zabiegach kosmetycznych. Od lat 90. metody te były coraz bardziej wyrafinowane.

Elektrofizyczny zabieg kosmetyczny został dalej rozwinięty w skuteczną metodę leczenia w dziedzinie przeciwstarzeniowej. Czołowi naukowcy uważają, że kosmetyki elektrofizyczne mogą wypełnić lukę między kosmetykami tradycyjnymi a tradycyjnymi pod względem sposobu działania i rezultatów. kosmetyka i chirurgia plastyczna.





## Co to są elektrokosmetyki?

Ciało ludzkie jest "płynnym przewodnikiem elektryczności". Wszystkie płyny ustrojowe zawierają jony, które również powstają trwale (np. poprzez rozpuszczenie soli). Jeśli niewielkie napięcie elektryczne zostanie przyłożone do skóry przez płytkę anodową, naładowane elektrycznie cząstki (jony) już obecne w ciele zaczynają migrować do płytki anodowej, w zależności od ich ładunku elektrycznego.

Bezpośrednio pod powierzchnią skóry ruch jest wytwarzany przez zastosowane napięcie. Produkty pielęgnacyjne są optymalnie wbudowywane w skórę dzięki temu stałemu ruchowi jonów. Skuteczność zamówienia od Produkty pielęgnacyjne z Hyagen® Stick wielokrotnie przewyższają te stosowane w przypadku aplikacji ręcznej.

Ponadto ruchy jonów uspokajają receptory nerwowe oraz poprawiają krążenie krwi i przepływ limfy. Hyagen® to produkt pielęgnacyjny idealnie dopasowany do Hyagen® Stick.



## Tryby funkcji:

### **Wchłanianie składników aktywnych / masaż**

Badania kliniczne wykazały, że maksymalnie 15% składników aktywnych obecnych w kremach może przenikać przez barierę skórną podczas stosowania ręcznego. Jeśli żel Hyagen®, opracowany specjalnie dla Hyagen Stick, zostanie teraz użyty i wprowadzony w skórę za pomocą Hyagen Stick za pomocą aktywowanego trybu "Wchłanianie / Równowaga składników aktywnych", do 80% składników aktywnych może przejść przez barierę skórną, aby móc w pełni rozwinąć efekt.

Hyagen to żel opracowany specjalnie dla Hyagen Stick, który ma doskonałe właściwości pielęgnacyjne i jest wzbogacony o specjalne składniki aktywne opracowane do elektrofizycznych zabiegów kosmetycznych.

Rezultatem są komórki, które pochłaniają więcej wilgoci, a tym samym przywracają skórze świeżość i elastyczność, jednocześnie redukując zmarszczki.

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her eyes which are closed. Her hair is dark and pulled back. The lighting is soft and even, highlighting her skin texture.

## *Aplikacja*

Naciskając przełącznik "Strzałka w górę" włącz urządzenie. Głowica zabiegowa na okolicę oczu jest aktywowana.

Po naciśnięciu przełącznika "strzałka w dół" aktywuje się głowica zabiegowa na twarz.

Aby wyłączyć urządzenie, przesun przełącznik do pozycji środkowej (pozycja neutralna)

## Wchłanianie składników aktywnych / masaż

1

Tragen Sie Hyagen Serum na dzień i na noc Intensywny na twarzy.

2

Zamknij obie listwy stykowe na boku urządzenia ręką i rozpocząć leczenie.

3


Użyj sztyftu Hyagen Stick do masażu sztyftu Delikatnie nałóż® na skórę twarzy i okolice oczu Day and Night Serum Intense lub inny krem przeciwzmarszczkowy.

4

Należy przerwać leczenie, gdy tylko Produkt pielęgnacyjny został całkowicie wchłonięty przez skórę.

5

Nie myj twarzy5 po użyciu.





## Skóra

Neutralny wierzchołek	1 raz dziennie; 5 - 10 minut	Skóra
wrażliwa / tłusta	1	Zmierz wszystkie 3-4 dachy; 5 - 10 minut
Wrażliwy koniec / minut	Ekstremalnie tłusta skóra	1 raz w tygodniu, maksymalnie 5
Starzejąca się skóra		1 raz dziennie; 10 - 15 minut
Oczy		Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa. Pozostań na punkcie przez maksymalnie 2 sekundy.

## Wskazówki

Podczas korzystania z urządzenia zawsze dotykaj dwóch bocznych listew stykowych jonów.



*100% naturalny*

## *Hyagen® Serum na Dzień i Noc Intensywne*

Hyagen® to żel opracowany specjalnie dla Hyagen® Stick, który ma doskonale właściwości pielęgnacyjne i jest wzbogacony o specjalne składniki aktywne opracowane do elektrofizycznych zabiegów kosmetycznych.

Kwas hialuronowy jest naturalnie magazynowany w skórze, a także w innych obszarach naszego ciała. Substancja jest wytwarzana przez sam organizm ludzki i charakteryzuje się nawet 1000-krotnym magazynowaniem wody w stosunku do własnej wagi, zapewniając tym samym optymalne nawilżenie i jędrność skóry.

Wraz z wiekiem produkcja kwasu hialuronowego w organizmie stale spada. Skóra traci gęstość, elastyczność i sprężystość. pojawiają się zmarszczki. Wpływy zewnętrzne, takie jak silne nasłonecznienie lub zanieczyszczenia z otoczenia i kurzu, mogą sprzyjać pojawianiu się zmęczenia skóry i przyspieszać proces starzenia.

Ze względu na zwiększoną absorpcję wilgoci, Hyagen® ma szczególnie silne działanie ściągające skórę. Hyagen® - Serum na Dzień i Noc jest w 100% naturalne i nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Kwas hialuronowy znajduje się we wszystkich komórkach ludzkiego ciała; Reakcje alergiczne są więc niezwykle rzadkie.

Dzięki biotechnologicznym procesom produkcyjnym rezygnuje się z kwasu hialuronowego pochodzenia zwierzęcego.



## Konserwacja

- Regularna konserwacja i czyszczenie zapewnia optymalne wyniki i wydłuża żywotność urządzenia.
- Przechowuj Hyagen Stick w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Aby nie zagrażać bezpieczeństwu, niezawodności i wydajności urządzenia, nie wolno przeprowadzać rozbudowy, ponownych regulacji, modyfikacji ani napraw.
- Rozbudowa, nowi pracownicy, zmiany lub naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Canbolat Vertriebs GmbH.
- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Do czyszczenia użyj lekko wilgotnej i miękkiej szmatki.
- Nie używaj agresywnych substancji, takich jak mleczko do szorowania lub inne środki do mycia naczyń, ponieważ mogą one zaatakować powierzchnię.
- Nie naprawiaj urządzenia. Nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Usuń kosmetyki lub inne pozostałości z Hyagen Stick po każdym użyciu.
- Regularnie czyść urządzenie czystą szmatką.
- Nie używaj wody do czyszczenia urządzenia

## Ostrzeżenia

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenie nie jest wodoodporne - nie należy dotykać go wodą.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na silne wibracje
- Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać.
- Osoby z metalowymi implantami, rozrusznikami serca lub kobiety w ciąży powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenia nie wolno stosować na rany, egzemę lub guzy Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem usuń kolczyki, kolczyki lub inne metalowe przedmioty.
- Nie przesuwaj włączonego urządzenia nad oczami.  
Nie używaj urządzenia, jeśli masz alergię na metal.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie używaj urządzenia w mokrym lub damp środowisko.
- Nie używaj urządzenia pod wodą, np. pod prysznicem.
- Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu urządzenia z ogniem, gazem, tlenem lub gorącymi przedmiotami, takimi jak płyty kuchenne.

- Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie, aby nie spadło lub nie uległo uszkodzeniu w inny sposób.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, natychmiast oddaj je do naprawy. Nie próbuj naprawiać tego samodzielnie.
- Odłącz zasilacz sieciowy, gdy nie jest używany.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo użytkownika i zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za ani nie używaj jako uchwytu.

Po wyjściu z aplikacji ustaw wszystkie przełączniki w pozycji Off/Off/0 i odłącz zasilanie.

- Używaj przedłużaczy tylko wtedy, gdy wcześniej upewniłeś się, że są w dobrym stanie.

Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe.

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Hyagen Stick może być używany wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

## Dyspozycji

Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania mają być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.



Nie wyrzucaj elektronarzędzi do odpadów domowych! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EWG w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego, elektronarzędzia, które nie nadają się już do użytku, muszą być

są zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

W UE symbol ten oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. WEEE zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które powinny być poddawane recyklingowi i aby nie szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowaną utylizację odpadów.

Dlatego należy zutilizować stare urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów zbiorów lub wysłać je do miejsca, w którym je kupiłeś w celu utylizacji. Spowoduje to wysłanie urządzenia do recyklingu materiałowego.

**Akumulatory i baterie**

Nie wrzucaj akumulatorów do odpadów domowych, wody lub ognia. Baterie należy zbierać, poddawać recyklingowi lub utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Tylko dla krajów UE  
Zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG wadliwe lub  
zużyte akumulatory można przekazywać  
bezpośrednio do Canbolat Vertriebsgesellschaft  
mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Specyfikacja części zamiennych, które mają być używane**

Urządzenie dostarczane jest bez części  
zamiennych. W razie potrzeby prosimy o  
kontakt z naszym serwisem pod numerem  
+49 931/90803000.

### **Dane techniczne**

Produkt: Hyagen Stick  
Wymiary: 15,5 x 4 x 3,5 cm  
Obroty na minutę: 12000 Pobór mocy: 0,2 W

