



Hyagen



*Stick*

## Välkommen till en värld av Hyagen® Stick

Sedan 1950-talet har de första försöken gjorts med elektrisk ström i kosmetisk behandling. Från 90-talet och framåt blev metoderna mer och mer förfinade.

Den elektrofysiska kosmetiska behandlingen har vidareutvecklats till en effektiv behandlingsmetod inom anti-aging-området. Ledande forskare tror att elektrofysisk kosmetika kan överbrygga klyftan mellan traditionell och traditionell kosmetika när det gäller verkningsätt och resultat. kosmetika och kosmetisk kirurgi.





## Vad är elektrokosmetika?

Människokroppen är en "flytande ledare av elektricitet". Alla kroppsvätskor innehåller joner, som också bildas permanent (t.ex. genom att lösa upp salter). Om en liten elektrisk spänning appliceras på huden via en anodplatta börjar de elektriskt laddade partiklarna (jonerna) som redan finns i kroppen att migrera till anodplattan, beroende på deras elektriska laddning.

Direkt under hudens yta skapas rörelse av den applicerade spänningen.

Hudvårdsprodukter är optimalt införlivade i huden genom denna permanenta rörelse av jonerna. Effektiviteten av en order från Hudvårdsprodukter med Hyagen® Stick överträffar de som används för hand många gånger om.

Dessutom lugnar jonrörelserna nervreceptorerna och förbättrar blodcirkulationen och lymfflödet. Hyagen® är en vårdprodukt som är perfekt anpassad till Hyagen® Stick.



## *Funktionslägen:*

### **Absorption av aktiva ingredienser / massage**

Kliniska studier har visat att högst 15 % av de aktiva ingredienserna som finns i krämer kan tränga igenom hudbarriären när de appliceras för hand. Om Hyagen® Gel, som är speciellt utvecklad för Hyagen Stick, nu används och arbetas in i huden med Hyagen Stick med hjälp av aktiverat "Active Ingredient Absorption / Balance"-läge, kan upp till 80% av de aktiva ingredienserna passera genom hudbarriären för att kunna utveckla effekten fullt ut.

Hyagen är en gel speciellt utvecklad för Hyagen Stick, som har utmärkta vårdande egenskaper och är berikad med speciella aktiva ingredienser utvecklade för elektrofysikalisk kosmetisk behandling.

Resultatet är celler som absorberar mer fukt och på så sätt återställer fräschör och elasticitet till huden samtidigt som de minskar rynkor.



## *Tillämpning*

Genom att trycka på knappen "Uppåtpil" slå på enheten. Behandlingshuvudet för ögonområdet aktiveras.

När du trycker på knappen "pil ned" aktiveras behandlingshuvudet för ansiktet.

För att stänga av enheten, flytta omkopplaren till mittläget (neutralläge)

## Absorption av aktiva ingredienser / massage

1

Tragen Sie Hyagen Dag och Natt Serum Intensiv i ansiktet.

2

Omslut båda kontaktskenorna på sidan av enheten med handen och påbörja behandlingen.

3


Använd Hyagen Stick för att massera hya-  
Applicera försiktigt Day® and Night Serum Intense eller en annan antitynkkräm i ansiktet, huden och området runt ögonen.

4

Avbryt behandlingen så snart Hudvårdsprodukten har absorberats helt av huden.

5

Tvätta inte ansiktet5 efter användning.





## Hud

Neutral topp	1 gång om dagen; 5 - 10 minuter
Känslig / Fet hud	1 Mät alla 3-4 tak; 5 - 10 minuter
Känslig ände / Extremt fet hud	1 gång i veckan, max 5 minuter
Åldrad hud	1 gång om dagen; 10 - 15 minuter
Ögon	Huden runt ögonen är mycket känslig. Stanna kvar på en punkt i högst 2 sekunder.

## Tips

Rör alltid vid de två laterala jonkontaktsskenorna på enheten när du använder den.



  
**Hyagen**  
Parfums de haut de gamme  
**Intense**



*100% naturligt*

## *Hyagen® Dag Och Natt Serum Intensiv*

Hyagen® är en gel speciellt utvecklad för Hyagen® Stick, som har utmärkta vårdande egenskaper och är berikad med speciella aktiva ingredienser utvecklade för elektrofysikalisk kosmetisk behandling.

Hyaluronsyra lagras naturligt i huden såväl som i andra delar av vår kropp. Ämnet produceras av människokroppen själv och kännetecknas av upp till 1000 gånger lagringen av vatten i förhållande till sin egen vikt, vilket säkerställer optimal återfuktning och fasthet i huden.

Med stigande ålder minskar produktionen av hyaluronsyra i kroppen kontinuerligt. Huden förlorar densitet, elasticitet och smidighet. rynkor uppstår. Yttre påverkan, såsom starkt solljus eller föroreningar från miljön och damm, kan främja uppkomsten av hudtrötthet och påskynda åldringsprocessen.

På grund av den ökade fuktabsorptionen har Hyagen® en särskilt huduppstämmande effekt. Hyagen® - Day and Night Serum är 100% naturligt och innehåller inga animaliska ingredienser. Hyaluronsyra finns i alla celler i människokroppen; Allergiska reaktioner är därför extremt sällsynta.

Tack vare biotekniska tillverkningsprocesser avskaffas hyaluronsyra av animaliskt ursprung.

## Underhåll

- Regelbundet underhåll och rengöring säkerställer optimala resultat och förlänger enhetens livslängd.
- Förvara Hyagen Stick på en säker, sval och torr plats när enheten inte används.
- För att inte äventyra enhetens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda får inga utökningar, omjusteringar, modifieringar eller reparationer utföras.
- Förlängningar, nyanställningar, ändringar eller reparationer får endast utföras av personer som är auktoriserade av Canbolat Vertriebs GmbH.
- Innan du rengör apparaten, se till att den är avstängd och urkopplad.
- För rengöring, använd ett litet damp och mjuk trasa.
- Använd inte aggressiva ämnen som skurmjolk eller andra diskmedel, eftersom dessa kan angripa ytan.
- Reparera inte enheten. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren.
- Ta bort kosmetika eller andra rester från Hyagen Stick efter varje användning.
- Rengör apparaten regelbundet med en ren trasa.
- Använd inte vatten för att rengöra enheten

## Varningar

- Denna enhet är avsedd för hushållsbruk.
- Eheten är inte vattentät - kom inte i kontakt med vatten.
- Förvara enheten i en torr miljö.
- Se till att enheten inte utsätts för starka vibrationer
- Öppna inte enheten och försök inte reparera den.
- Personer med metallimplantat, pacemakers eller gravida kvinnor bör rådfråga en läkare före användning.
- Eheten får inte användas på sår, eksem eller tumörer Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Ta bort piercingar, örhängen eller andra metallföremål före användning.
- För inte den påslagna enheten över ögonen. Använd inte enheten om du är allergisk mot metall.
- Placera eller använd aldrig apparaten i en våt eller damp miljö.
- Använd inte enheten under vatten, t.ex. i duschen.
- Låt aldrig apparaten komma i direkt kontakt med eld, gas, syre eller heta föremål som spishällar.

- Hantera enheten försiktigt så att den inte kan falla eller på annat sätt skadas.
- Om det finns några problem med enheten, ta in den för reparation omedelbart. Försök inte fixa det själv.
- Koppla ur nätadaptern när den inte används.
- Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för din säkerhet och har fått instruktioner om hur man använder enheten.
- Bär inte enheten i kabeln och använd inte kabeln som ett handtag.  
När du avslutar applikationen, ställ in alla strömbrytare på Av/Av/0 och koppla ur strömförsörjningen.
- Använd endast förlängningssladdar om du tidigare har sett till att de är i gott skick. Om enhetens nätsladd är skadad får den endast bytas ut av ett auktoriserat servicecenter. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning.
- Hygen Stick får endast användas för sitt ursprungliga avsedda ändamål.

## Förfogande

Elverktyg, tillbehör och förpackningar ska återvinnas på ett miljövänligt sätt.



Släng inte elverktyg i hushållsavfallet! Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EEG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess införlivande i nationell lagstiftning måste elverktyg som inte längre är användbara vara

samlas in separat och återvinns på ett miljövänligt sätt.

Inom EU indikerar denna symbol att denna produkt inte får slängas i hushållsavfallet. WEEE innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas och för att inte skada miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering.

Kassera därför gamla apparater via lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten till platsen där du köpte den för kassering. Detta kommer sedan att skicka enheten för materialåtervinning.

**Akkumulatörer och batterier**

Kasta inte uppladdningsbara batterier i hushållsavfall, vatten eller eld. Batterier ska samlas in, återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Endast för EU-länder

I enlighet med direktiv 91/157/EEG kan defekta eller använda uppladdningsbara batterier/batterier lämnas in direkt till Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Specifikation av reservdelar som ska användas**

Enheten levereras utan reservdelar. Vid behov, vänligen kontakta vår tjänst på +49 931/90803000.

### **Tekniska data**

Produkt: Hyagen Stick Mått:

15,5 x 4 x 3,5 cm

Rotation per minut: 12000 Strömförbrukning:

0,2W

