



Hyagen



*Stick*

## *Vitajte vo svete Hyagen® Stick*

Od 1950. rokov minulého storočia sa uskutočnili prvé pokusy s elektrickým prúdom pri kozmetickom ošetrovaní. Od 90. rokov boli metódy čoraz zdokonaľujúcejšie.

Elektrofyzikálne kozmetické ošetrovanie sa ďalej rozvinulo na účinnú liečebnú metódu v oblasti proti starnutiu. Poprední vedci sa domnievajú, že elektrofyzikálna kozmetika môže preklenúť priepasť medzi tradičnou a tradičnou kozmetikou z hľadiska spôsobu účinku a výsledkov.

kozmetika a kozmetická chirurgia.



## Čo je elektrokozmetika?

Ľudské telo je "tekutý vodič elektriny". Všetky telesné tekutiny obsahujú ióny, ktoré sa tiež trvalo tvoria (napr. rozpúšťaním solí). Ak sa na pokožku aplikuje malé elektrické napätie cez anódovú platňu, elektricky nabitú časticu (ióny), ktoré sú už prítomné v tele, začnú migrovať na anódovú platňu v závislosti od ich elektrického náboja.

Priamo pod povrchom pokožky vzniká pohyb aplikovaným napätím.

Ošetrojúce produkty sú optimálne začlenené do pokožky prostredníctvom tohto trvalého pohybu iónov. Účinnosť objednávky od Ošetrojúce prípravky s tyčinkou Hyagen® Stick mnohonásobne prevyšujú produkty aplikácie na ruky.

Okrem toho pohybu iónov upokojujú nervové receptory a zlepšujú krvný obeh a prietok lymfy. Hyagen® je ošetrojúci prípravok, ktorý sa dokonale hodí k tyčinke Hyagen®.



## *Funkčné režimy:*

### **Vstrebávanie / masáž účinných látok**

Klinické štúdie ukázali, že maximálne 15 % účinných látok prítomných v krémoch môže pri ručnej aplikácii preniknúť cez kožnú bariéru. Ak sa Hyagen® Gel, špeciálne vyvinutý pre Hyagen Stick, teraz používa a zapracováva do pokožky pomocou Hyagen Stick pomocou aktivovaného režimu "Active Ingredient Absorption / Balance", až 80 % účinných látok môže prejsť cez kožnú bariéru, aby bolo možné plne rozvinúť účinok.

Hyagen je gél špeciálne vyvinutý pre Hyagen Stick, ktorý má vynikajúce ošetrojúce vlastnosti a je obohatený o špeciálne účinné látky vyvinuté na elektrofyzikálne kozmetické ošetrovanie.

Výsledkom sú bunky, ktoré absorbujú viac vlhkosti a tým obnovujú sviežosť a pružnosť pokožky a zároveň redukujú vrásky.

## *Aplikácia*

Stlačením spínača  
"Šípka nahor" zapnete zariadenie.  
Aktivuje sa ošetrovacia hlavica pre  
oblasť očí.

Po stlačení prepínača "šípka nadol" sa  
aktivuje ošetrovacia hlava pre tvár.

Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte spínač do  
strednej polohy (neutrálna poloha)



## Vstrebávanie / masáž účinných látok

1

Tragen Sie Hyagen denné a nočné sérum Intenzívne na tvári.

2

Obe kontaktné lišty uzavrite na rukou a začnite liečbu.

3


Použite Hyagen Stick na masáž hya-  
Jemne naneste Denné® a nočné sérum Intense alebo iný krém proti vráskam do pokožky tváre a očného okolia.

4

Ukončite liečbu hneď, ako sa  
Ošetrujúci prípravok bol úplne absorbovaný pokožkou.

5

Po použití si neumývajte tvár5.





## Koža

Neutrálna horná časť mastná pleť	1 krát denne; 5 – 10 minút Citlivá / 1 Zmerajte všetky 3-4 strechy; 5 – 10 minút
Citlivý koniec / Extrémne mastná pleť	1 krát týždenne, maximálne 5 minút
Starnúca pleť	1 krát denne; 10 - 15 minút
Oči	Pokožka okolo očí je veľmi citlivá. Zostaňte na bode maximálne 2 sekundy.

## Rady

Pri používaní sa vždy dotýkajte dvoch bočných iónových kontaktných pásov zariadenia.



100% prírodné

## *Hyagen® denné a nočné sérum intenzívne*

Hyagen® je gél špeciálne vyvinutý pre Hyagen® Stick, ktorý má vynikajúce ošetrojúce vlastnosti a je obohatený o špeciálne účinné látky vyvinuté na elektrofyziálne kozmetické ošetrovanie.

Kyselina hyaluronová sa prirodzene ukladá v pokožke, ako aj v iných oblastiach nášho tela. Látka je produkovaná samotným ľudským telom a vyznačuje sa až 1000-násobným ukladaním vody v porovnaní s vlastnou hmotnosťou, čím zaisťuje optimálnu hydratáciu a pevnosť pokožky.

S pribúdajúcim vekom produkcia kyseliny hyaluronovej v tele neustále klesá. Pokožka stráca hustotu, pružnosť a pružnosť. Vznikajú vrásky. Vonkajšie vplyvy, ako je silné slnečné svetlo alebo znečistenie z prostredia a prach, môžu podporiť výskyt únavy pokožky a urýchliť proces starnutia.

Vďaka zvýšenej absorpcii vlhkosti má Hyagen® obzvlášť napínajúci účinok. Hyagen® - Denné a nočné sérum je 100% prírodné a neobsahuje žiadne živočíšne zložky. Kyselina hyaluronová sa nachádza vo všetkých bunkách ľudského tela; Alergické reakcie sú preto extrémne zriedkavé.

Vďaka biotechnologickým výrobným procesom sa upúšťa od kyseliny hyaluronovej živočíšneho pôvodu.

## Údržba

- Pravidelná údržba a čistenie zaisťujú optimálne výsledky a predlžujú životnosť zariadenia.
- Hyagen Stick skladujte na bezpečnom, chladnom a suchom mieste, keď zariadenie nepoužívate.
- Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, spofahlivosti a výkonu zariadenia, nesmú sa vykonávať žiadne predĺženia, úpravy, úpravy alebo opravy.
- Predĺženia, nové prenájmy, zmeny alebo opravy môžu vykonávať iba osoby oprávnené spoločnosťou Canbolat Vertriebs GmbH.
- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je vypnutý a odpojený.
- Na čistenie použite mierne damp a mäkká handrička.
- Nepoužívajte agresívne látky, ako je čistiace mlieko alebo iné prostriedky na umývanie riadu, pretože môžu napadnúť povrch.
- Zariadenie neopravujte. Neobsahuje žiadne diely, ktoré môže užívateľ opravovať.
- Po každom použití odstráňte z Hyagen Stick kozmetiku alebo iné zvyšky.
- Spotrebič pravidelne čistite čistou handričkou.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu

## Upozornenia

- Toto zariadenie je určené na domáce použitie.
- Zariadenie nie je vodotesné - nedotýkajte sa ho vodou.
- Zariadenie skladujte v suchom prostredí.
- Uistite sa, že zariadenie nie je vystavené silným vibráciám
- Neotvárajte zariadenie ani sa ho nepokúšajte opraviť.
- Ľudia s kovovými implantátmi, kardiostimulátormi alebo tehotné ženy by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.
- Zariadenie sa nesmie používať na rany, ekzémy alebo nádory Prístroj uchovávejte mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte piercing, náušnice alebo iné kovové predmety.
- Neprechádzajte zapnutým zariadením cez oči.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte alergiu na kov.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte ani nepoužívajte vo vlhkom alebo damp prostredie.
- Prístroj nepoužívajte pod vodou, napr. v sprche.
- Nikdy nedostávajte spotrebič do priameho kontaktu s ohňom, plynom, kyslíkom alebo horúcimi predmetmi, ako sú varné dosky.

- So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby nemohlo spadnúť alebo sa inak poškodiť.
- Ak sa vyskytnú nejaké problémy so zariadením, okamžite ho odneste na opravu. Nesnažte sa to opraviť sami.
- Keď sieťový adaptér nepoužívate, odpojte ho.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za vašu bezpečnosť a neboli poučené o používaní zariadenia.
- Neprenášajte zariadenie za kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť. Keď ukončíte aplikáciu, nastavte všetky prepínače do polohy Off/Off/0 a odpojte napájanie.
- Predlžovacie káble používajte iba vtedy, ak ste sa predtým uistili, že sú v dobrom stave. Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, smie ho vymeniť iba autorizované servisné stredisko. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Hyagen Stick sa môže používať iba na pôvodne určený účel.

## Likvidácia

Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly sa majú recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96/EHS o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej transpozíciou do vnútroštátneho práva musí byť elektrické náradie, ktoré už nie je použiteľné,

sa zbierajú oddelene a recyklujú spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

V rámci EÚ tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať v domovom odpade. OEEZ obsahuje cenné recyklovateľné materiály, ktoré by sa mali recyklovať a aby nepoškodzovali životné prostredie alebo ľudské zdravie nekontrolovanou likvidáciou odpadu.

Staré spotrebiče preto zlikvidujte prostredníctvom vhodných zberných systémov alebo spotrebič pošlite na likvidáciu na miesto, kde ste ho kúpili. Tým sa zariadenie potom odošle na recykláciu materiálu.

Akumulátory a batérie

Nevyhadzujte nabitelné batérie do domového odpadu, vody alebo ohňa. Batérie by sa mali zbierať, recyklovať alebo likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Len pre krajiny EÚ

V súlade so smernicou 91/157/EHS je možné chybné alebo použité nabijateľné batérie/batérie odovzdať priamo spoločnosti Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Špecifikácia náhradných dielov, ktoré sa majú použiť**

Zariadenie sa dodáva bez náhradných dielov.

V prípade potreby kontaktujte náš servis na čísle +49 931/90803000.

### **Technické dáta**

Výrobok: Hygien tyčinka

Rozmery: 15,5 x 4 x 3,5 cm

Rotácia za minútu: 12000 Spotreba energie:

0,2 W

