



Hyagen

EN | EN



Roller

Witamy w świecie Hyagen® Roller

Od lat 50. XX wieku podejmowane są pierwsze próby wykorzystania prądu elektrycznego w zabiegach kosmetycznych. Od lat 90. metody te były coraz bardziej wyrafinowane.

Elektrofizyczny zabieg kosmetyczny został dalej rozwinięty w skuteczną metodę leczenia w dziedzinie przeciwstarzeniowej. Czołowi naukowcy uważają, że kosmetyki elektrofizyczne mogą wypełnić lukę między kosmetykami tradycyjnymi a tradycyjnymi pod względem sposobu działania i rezultatów. Kosmetyka i chirurgia plastyczna .





Co to są elektrokosmetyki?

Ciało ludzkie jest "płynnym przewodnikiem elektryczności". Wszystkie płyny ustrojowe zawierają jony, które również powstają trwale (np. poprzez rozpuszczenie soli). Jeśli niewielkie napięcie elektryczne zostanie przyłożone do skóry przez płytkę anodową, naładowane elektrycznie cząstki (jony) już obecne w ciele zaczynają migrować do płytki anodowej, w zależności od ich ładunku elektrycznego.

Bezpośrednio pod powierzchnią skóry ruch jest wytwarzany przez zastosowane napięcie. Produkty pielęgnacyjne są optymalnie wbudowywane w skórę dzięki temu stałemu ruchowi jonów. Skuteczność stosowania produktów pielęgnacyjnych za pomocą Hyagen® Roller wielokrotnie przewyższa możliwości aplikacji ręcznej.

Ponadto ruchy jonów uspokajają receptory nerwowe oraz poprawiają krążenie krwi i przepływ limfy. Hyagen® to produkt pielęgnacyjny idealnie dopasowany do rollera Hyagen®.



Tryby funkcji:

Wchłanianie / równowaga składników aktywnych

Badania kliniczne wykazały, że maksymalnie 15% składników aktywnych obecnych w kremach może przenikać przez barierę skórą podczas stosowania ręcznego. Jeśli żel Hyagen®, opracowany specjalnie dla wałka Hyagen®, zostanie teraz użyty i wprowadzony w skórę za pomocą wałka Hyagen za pomocą wałka Hyagen za pomocą aktywowanego trybu "wchłaniania / równowagi składników aktywnych", do 80% składników aktywnych może przejść przez barierę skórą, aby móc w pełni rozwinąć efekt. ®


Podnoszenie ciężarów / Straffung

Utrata kolagenu w komórkach jest jedną z głównych przyczyn powstawania zmarszczek. W trybie "Lifting" urządzenie stymuluje naturalne wibracje komórek. Metabolizm komórek jest zwiększony, a kolagen jest ponownie produkowany w wyższym stopniu. Skóra staje się jednocześnie jędrniejsza i bardziej elastyczna. Zwiększony metabolizm zwiększa również wymianę płynów między komórkami. Rezultatem są komórki, które pochłaniają więcej wilgoci, a tym samym przywracają skórze świeżość i elastyczność, jednocześnie redukując zmarszczki.

Aplikacja

Wchłanianie / równowaga składników aktywnych:

- 1 Nałóż Hyagen® Day and Night Serum Intense na twarz.
- 2 Przełącz urządzenie w tryb "Wchłanianie / równowaga składników aktywnych".
- 3 Użyj wálka Hyagen, aby delikatnie wmasować Hyagen® Day and Night Serum Intense w skórę.
- 4 Zabieg należy przerwać, gdy tylko produkt pielęgnacyjny zostanie całkowicie wchłonięty przez skórę. Nie myj twarzy po użyciu.



Podnoszenie / Straffung:



1 Przełącz urządzenie w tryb
"Podnoszenie / Straffung".



2 Masaż walkiem higienowym®
Ostrożnie swoją twarz.



3 Nie używaj żadnych innych dodatków ani
Produkty pielęgnacyjne podczas użytkowania.



Skóra

Neutralny wierzchołek	1 raz dziennie; 5 - 10 minut
Wrażliwy / Fettige High	1 Zmierz wszystkie 3-4 dachy; 5 - 10 minut
Wrażliwy koniec / minut Ekstremalnie tłusta skóra	1 raz w tygodniu, maksymalnie 5
Starzejąca się skóra	1 raz dziennie; 10 - 15 minut
Oczy	Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa. Pozostań na punkcie przez maksymalnie 2 sekundy.




Hyagen
Parfums All over France
Intense



100% naturalny

Hyagen® Serum na Dzień i Noc Intensywne

Hyagen® to żel opracowany specjalnie dla walka Hyagen®, który ma doskonale właściwości pielęgnacyjne i jest wzbogacony o specjalne składniki aktywne opracowane do elektrofizycznych zabiegów kosmetycznych.

Kwas hialuronowy jest naturalnie magazynowany w skórze, a także w innych obszarach naszego ciała. Substancja jest wytwarzana przez sam organizm ludzki i charakteryzuje się nawet 1000-krotnym magazynowaniem wody w stosunku do własnej wagi, zapewniając tym samym optymalne nawilżenie i jędrność skóry.

Wraz z wiekiem produkcja kwasu hialuronowego w organizmie stale spada. Skóra traci gęstość, elastyczność i sprężystość. pojawiają się zmarszczki. Wpływy zewnętrzne, takie jak silne nasłonecznienie lub zanieczyszczenia z otoczenia i kurzu, mogą sprzyjać pojawianiu się zmęczenia skóry i przyspieszać proces starzenia.

Ze względu na zwiększoną absorpcję wilgoci, Hyagen® ma szczególnie silne działanie ściągające skórę. Hyagen® - Serum na Dzień i Noc jest w 100% naturalne i nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Kwas hialuronowy znajduje się we wszystkich komórkach ludzkiego ciała; Reakcje alergiczne są więc niezwykle rzadkie.

Dzięki biotechnologicznym procesom produkcyjnym rezygnuje się z kwasu hialuronowego pochodzenia zwierzęcego.

Konserwacja

- Regularna konserwacja i czyszczenie zapewnia optymalne wyniki i wydłuża żywotność urządzenia.
- Przechowuj hulajnogi Hyagen w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Aby nie zagrażać bezpieczeństwu, niezawodności i wydajności urządzenia, nie wolno przeprowadzać rozbudowy, ponownych regulacji, modyfikacji ani napraw.
- Rozbudowa, nowi pracownicy, zmiany lub naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Canbolat Vertriebs GmbH.
- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Do czyszczenia użyj lekko wilgotnej i miękkiej szmatki.
- Nie używaj agresywnych substancji, takich jak mleczko do szorowania lub inne środki do mycia naczyń, ponieważ mogą one zaatakować powierzchnię.
- Nie naprawiaj urządzenia. Nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Usuń kosmetyki lub inne pozostałości z Hyagen Roller po każdym użyciu.
- Regularnie czyść urządzenie czystą szmatką.
- Nie używaj wody do czyszczenia urządzenia

Ostrzeżenia

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenie nie jest wodoodporne - nie należy dotykać go wodą.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- Uważaj, aby nie narażać urządzenia na silne wstrząsy, nie otwieraj urządzenia i nie próbuj go naprawiać.
- Osoby z metalowymi implantami, rozrusznikami serca lub kobiety w ciąży powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenia nie wolno stosować na rany, egzemy lub guzy Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem usuń kolczyki, kolczyki lub inne metalowe przedmioty.
- Nie przesuwaj włączonego urządzenia nad oczami. Nie używaj urządzenia, jeśli masz alergię na metal.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie używaj urządzenia w mokrym lub damp środowisko.
- Nie używaj urządzenia pod wodą, np. pod prysznicem.
- Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu urządzenia z ogniem, gazem, tlenem lub gorącymi przedmiotami, takimi jak płyty kuchenne.

- Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie, aby nie spadło lub nie uległo uszkodzeniu w inny sposób.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, natychmiast oddaj je do naprawy. Nie próbuj naprawiać tego samodzielnie.
- Odłącz zasilacz sieciowy, gdy nie jest używany.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo użytkownika i zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za ani nie używaj jako uchwytu.

Po wyjściu z aplikacji ustaw wszystkie przełączniki w pozycji Off/Off/0 i odłącz zasilanie.

- Używaj przedłużaczy tylko wtedy, gdy wcześniej upewniłeś się, że są w dobrym stanie.

Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Istnieje ryzyko uduszenia.

- Hulajnoga Hyagen może być używana wyłącznie zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem.

Dyspozycji

Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania mają być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.



Nie wyrzucaj elektronarzędzi do odpadów domowych! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EWG w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego, elektronarzędzia, które nie nadają się już do użytku, muszą być są zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

W UE symbol ten oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. WEEE zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które powinny być poddawane recyklingowi i aby nie szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowaną utylizację odpadów.

Dlatego należy zutylizować stare urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów zbiorów lub wysłać je do miejsca, w którym je kupiłeś w celu utylizacji. Spowoduje to wysłanie urządzenia do recyklingu materiałowego.

Akumulatory i baterie

Nie wrzucaj akumulatorów do odpadów domowych, wody lub ognia. Baterie należy zbierać, poddawać recyklingowi lub utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Tylko dla krajów UE
Zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG wadliwe lub zużyte akumulatory można przekazywać bezpośrednio do Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

Specyfikacja części zamiennych, które mają być używane

Urządzenie dostarczane jest bez części zamiennych. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym serwisem pod numerem 0931/90803000.

Specyfikacje

Produkt: Walek Hygien

Wymiary: 13 x 4 x 13
cm

Obroty na minutę: 20-30 Pobór mocy: 0,18
W

