



Hyagen

SK | EN



*Roller*

## Vitajte vo svete Hyagen® Roller

Od 1950. rokov sa uskutočnili prvé pokusy s elektrickým prúdom pri kozmetickom ošetrovaní. Od 90. rokov boli metódy čoraz zdokonaľujúcejšie.

Elektrofyzikálne kozmetické ošetrovanie sa ďalej rozvinulo na účinnú liečebnú metódu v oblasti proti starnutiu. Poprední vedci sa domnievajú, že elektrofyziálna kozmetika môže preklenúť priepasť medzi tradičnou a tradičnou kozmetikou z hľadiska spôsobu účinku a výsledkov.

kozmetika a kozmetická chirurgia .



## Čo je elektrokozmetika?

Ľudské telo je "tekutý vodič elektriny". Všetky telesné tekutiny obsahujú ióny, ktoré sa tiež trvalo tvoria (napr. rozpúšťaním solí). Ak sa na pokožku aplikuje malé elektrické napätie cez anódovú platňu, elektricky nabitú častice (ióny), ktoré sú už prítomné v tele, začnú migrovať na anódovú platňu v závislosti od ich elektrického náboja.

Priamo pod povrchom pokožky vzniká pohyb aplikovaným napätím.

Ošetrojúce produkty sú optimálne začlenené do pokožky prostredníctvom tohto trvalého pohybu iónov. Účinnosť aplikácie ošetrojúcich produktov pomocou Hyagen® Roller mnohonásobne prevyšuje manuálnu aplikáciu.

Okrem toho pohybu iónov upokojujú nervové receptory a zlepšujú krvný obeh a prietok lymfy. Hyagen® je ošetrojúci prípravok, ktorý je dokonale zladený s valčekom Hyagen®.



## Funkčné režimy:

### Absorpcia / rovnováha účinných látok

Klinické štúdie ukázali, že maximálne 15 % účinných látok prítomných v krémoch môže pri ručnej aplikácii preniknúť cez kožnú bariéru. Ak sa Hyagen® Gel, špeciálne vyvinutý pre Hyagen® Roller, teraz používa a zapracováva do pokožky pomocou Hyagen Roller pomocou aktivovaného režimu "absorpcie / rovnováhy aktívnych zložiek", až 80 % účinných látok môže prejsť cez kožnú bariéru, aby bolo možné plne rozvinúť účinok. ®

### Zdvíhanie / Straffung

Strata kolagénu v bunkách je jedným z hlavných dôvodov tvorby vrások. V režime "Zdvíhanie" zariadenie stimuluje prirodzené vibrácie buniek. Metabolizmus buniek sa zvyšuje a kolagén sa opäť produkuje vo vyššej miere. Pokožka sa stáva pevnejšou a zároveň pružnejšou. Zvýšený metabolizmus tiež zvyšuje výmenu tekutín medzi bunkami. Výsledkom sú bunky, ktoré absorbujú viac vlhkosti a tým obnovujú sviežosť a pružnosť pokožky a zároveň redukujú vrásky.

## Aplikácia

### Absorpcia / rovnováha účinných látok

- 1 Naneste Hyagen® denné a nočné sérum Intense na tvár.
- 2 Nastavte zariadenie do režimu "Absorpcia / rovnováha účinných látok".
- 3 Pomocou Hyagen® Roller jemne vmasírujte Hyagen® denné a nočné sérum Intense do pokožky.
- 4 Ukončite ošetrovanie hneď, ako sa ošetrujúci prípravok úplne vstreba. Po použití si tvár neumývajte.

## Zdvíhanie / Straffung:



Nastavte zariadenie do režimu  
"Zdvíhanie / Straffung".



Masáž Hyagen® Roller  
Opatrne si tvár.



Nepoužívajte žiadne iné prísady alebo  
Ošetrujte výrobky počas používania.





## Koža

Neutrálna horná časť	1 krát denne; 5 - 10 minút Citlivý /
Fettige High	1 Zmerajte všetky 3-4 strechy; 5 -
10 minút	
Citlivý koniec / Extrémne mastná pleť	1 krát týždenne, maximálne 5 minút
Starnúca pleť	1 krát denne; 10 - 15 minút
Oči	Pokožka okolo očí je veľmi citlivá. Zostaňte na bode maximálne 2 sekundy.



*100% prírodné*

## *Hyagen® denné a nočné sérum intenzívne*

Hyagen® je gél špeciálne vyvinutý pre Hyagen® Roller, ktorý má vynikajúce ošetrojúce vlastnosti a je obohatený o špeciálne účinné látky vyvinuté pre elektrofyzikálne kozmetické ošetrovanie.

Kyselina hyalurónová sa prirodzene ukladá v pokožke, ako aj v iných oblastiach nášho tela. Látka je produkovaná samotným ľudským telom a vyznačuje sa až 1000-násobným ukladaním vody v porovnaní s vlastnou hmotnosťou, čím zaisťuje optimálnu hydratáciu a pevnosť pokožky.

S pribúdajúcim vekom produkcia kyseliny hyalurónovej v tele neustále klesá. Pokožka stráca hustotu, pružnosť a pružnosť. Vznikajú vrásky. Vonkajšie vplyvy, ako je silné slnečné svetlo alebo znečistenie z prostredia a prach, môžu podporiť výskyt únavy pokožky a urýchliť proces starnutia.

Vďaka zvýšenej absorpcii vlhkosti má Hyagen® obzvlášť napínajúci účinok. Hyagen® - Denné a nočné sérum je 100% prírodné a neobsahuje žiadne živočíšne zložky. Kyselina hyalurónová sa nachádza vo všetkých bunkách ľudského tela; Alergické reakcie sú preto extrémne zriedkavé.

Vďaka biotechnologickým výrobným procesom sa upúšťa od kyseliny hyalurónovej živočíšneho pôvodu.

## Údržba

- Pravidelná údržba a čistenie zaisťujú optimálne výsledky a predlžujú životnosť zariadenia.
- Kolobežky Hyagen skladujte na bezpečnom, chladnom a suchom mieste, keď zariadenie nepoužívate.
- Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu zariadenia, nesmú sa vykonávať žiadne predĺženia, úpravy, úpravy alebo opravy.
- Predĺženia, nové prenájmy, zmeny alebo opravy môžu vykonávať iba osoby oprávnené spoločnosťou Canbolat Vertriebs GmbH.
- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je vypnutý a odpojený.
- Na čistenie použite mierne damp a mäkká handrička.
- Nepoužívajte agresívne látky, ako je čistiace mlieko alebo iné prostriedky na umývanie riadu, pretože môžu napadnúť povrch.
- Zariadenie neopravujte. Neobsahuje žiadne diely, ktoré môže užívateľ opravovať.
- Po každom použití odstráňte z Hyagen Roller kozmetiku alebo iné zvyšky.
- Spotrebič pravidelne čistite čistou handričkou.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu

## Upozornenia

- Toto zariadenie je určené na domáce použitie.
- Zariadenie nie je vodotesné - nedotýkajte sa ho vodou.
- Zariadenie skladujte v suchom prostredí.
- Dávajte pozor, aby ste zariadenie nevystavili silným otrasom, neotvárajte ho a nepokúšajte sa ho opravovať.
- Ľudia s kovovými implantátmi, kardiostimulátormi alebo tehotné ženy by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.
- Zariadenie sa nesmie používať na rany, ekzémy alebo nádory. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte piercing, náušnice alebo iné kovové predmety.
- Neprechádzajte zapnutým zariadením cez oči.  
Zariadenie nepoužívajte, ak máte alergiu na kov.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte ani nepoužívajte vo vlhkom alebo damp prostredie.
- Prístroj nepoužívajte pod vodou, napr. v sprche.
- Nikdy nedostávajte spotrebič do priameho kontaktu s ohňom, plynom, kyslíkom alebo horúcimi predmetmi, ako sú varné dosky.

- So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby nemohlo spadnúť alebo sa inak poškodiť.
- Ak sa vyskytnú nejaké problémy so zariadením, okamžite ho odneste na opravu. Nesnažte sa to opraviť sami.
- Keď sieťový adaptér nepoužívate, odpojte ho.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za vašu bezpečnosť a neboli poučené o používaní zariadenia.
- Neprenášajte zariadenie za kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.
- Keď ukončíte aplikáciu, nastavte všetky prepínače do polohy Off/Off/0 a odpojte napájanie.
- Predlžovacie káble používajte iba vtedy, ak ste sa predtým uistili, že sú v dobrom stave.
- Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, smie ho vymeniť iba autorizované servisné stredisko. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Kolobežka Hyagen sa môže používať iba na pôvodne určený účel.

## Likvidácia

Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly sa majú recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96/EHS o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej transpozícií do vnútroštátneho práva musí byť elektrické náradie, ktoré už nie je použiteľné,

sa zbierajú oddelene a recyklujú spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

V rámci EÚ tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať v domovom odpade. OEEZ obsahuje cenné recyklovateľné materiály, ktoré by sa mali recyklovať a aby nepoškodzovali životné prostredie alebo ľudské zdravie nekontrolovanou likvidáciou odpadu.

Staré spotrebiče preto zlikvidujte prostredníctvom vhodných zberných systémov alebo spotrebič pošlite na likvidáciu na miesto, kde ste ho kúpili. Tým sa zariadenie potom odošle na recykláciu materiálu.

### Akumulátory a batérie

Nevyhadzujte nabíjateľné batérie do domového odpadu, vody alebo ohňa. Batérie by sa mali zbierať, recyklovať alebo likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Len pre krajiny EÚ

V súlade so smernicou 91/157/EHS je možné chybné alebo použité nabijateľné batérie/batérie odovzdať priamo spoločnosti Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Špecifikácia náhradných dielov, ktoré sa majú použiť**

Zariadenie sa dodáva bez náhradných dielov.

V prípade potreby kontaktujte náš servis na čísle 0931/90803000.

### **Špecifikácie**

Výrobok: Hyagen

Roller Rozmery: 13 x 4  
x 13 cm

Otáčanie za minútu: 20-30 Spotreba  
energie: 0,18 W

