



Hyagen

FR | EN



*Roller*

## *Bienvenue dans le monde de Hyagen® Roller*

Depuis les années 1950, les premières tentatives ont été faites avec du courant électrique dans le traitement cosmétique. À partir des années 90, les méthodes sont de plus en plus raffinées.

Le traitement cosmétique électrophysique a été perfectionné pour devenir une méthode de traitement efficace dans le domaine de l'anti-âge. D'éminents scientifiques estiment que la cosmétique électrophysique peut combler le fossé entre les cosmétiques traditionnels et traditionnels en termes de mode d'action et de résultats. Cosmétique et chirurgie esthétique .





## Qu'est-ce que l'électrocosmétique ?

Le corps humain est un « conducteur liquide d'électricité ». Tous les fluides corporels contiennent des ions, qui se forment également de manière permanente (par exemple en dissolvant des sels). Si une petite tension électrique est appliquée à la peau via une plaque d'anode, les particules chargées électriquement (ions) déjà présentes dans le corps commencent à migrer vers la plaque d'anode, en fonction de leur charge électrique.

Directement sous la surface de la peau, le mouvement est créé par la tension appliquée. Les produits de soin sont incorporés de manière optimale dans la peau grâce à ce mouvement permanent des ions. L'efficacité de l'application des produits de soin avec le Hyagen® Roller dépasse de plusieurs fois celui d'une application manuelle.

De plus, les mouvements ioniques calment les récepteurs nerveux et améliorent la circulation sanguine et lymphatique. Hyagen® est le produit d'entretien parfaitement adapté au rouleau Hyagen®.



## *Modes de fonctionnement :*

### **Absorption / équilibre des principes actifs**

Des études cliniques ont montré qu'un maximum de 15% des ingrédients actifs présents dans les crèmes peuvent pénétrer la barrière cutanée lorsqu'ils sont appliqués à la main. Si le Hyagen® Gel, spécialement développé pour le Hyagen® Roller, est maintenant utilisé et appliqué dans la peau avec le Hyagen Roller au moyen du mode activé « absorption / équilibre des ingrédients actifs », jusqu'à 80 % des ingrédients actifs peuvent traverser la barrière cutanée afin de pouvoir développer pleinement l'effet. ®

### **Levage / Serrage**

La perte de collagène dans les cellules est l'une des principales raisons de la formation des rides. En mode « Lifting », l'appareil stimule la vibration naturelle des cellules. Le métabolisme des cellules est augmenté et le collagène est à nouveau produit à un degré plus élevé. La peau devient plus ferme et plus élastique en même temps. L'augmentation du métabolisme augmente également l'échange de liquide entre les cellules. Le résultat est des cellules qui absorbent plus d'humidité et redonnent ainsi fraîcheur et élasticité à la peau tout en réduisant les rides.



## Application

### Absorption / équilibre des principes actifs

1

Appliquez Hyagen® Day and Night Serum Intense sur votre visage.

2


Réglez l'appareil en mode « Absorption / équilibre des principes actifs ».

3

Utilisez le Hyagen® Roller pour masser doucement le sérum Hyagen® Day and Night Intense sur votre peau.

4

Arrêtez le traitement dès que le produit de soin a été complètement absorbé par la peau. Ne vous lavez pas le visage après utilisation.



## Levage / Serrage :

- 1 Réglez l'appareil en mode « Levage / Serrage ».
- 2 Massage avec le Hyagen® Roller soigneusement votre visage.
- 3 N'utilisez pas d'autres additifs ou Produits de soin pendant l'utilisation.





## Peau

Peau neutre 1 fois par jour ; 5 - 10 minutes Peau

sensible / grasse 1 fois tous les 3-4 jours ; 5 - 10

minutes

Extrêmement sensible / 1 fois par semaine, maximum 5  
minutes Peau extrêmement grasse

Peau âgée 1 fois par jour ; 10 à 15 minutes

Yeux La peau du contour des yeux est très sensible.  
Restez sur un point pendant un maximum  
de 2 secondes.



*100% naturel*

## *Hyagen® Sérums Jour et Nuit Intense*

Hyagen® est un gel spécialement développé pour le Hyagen® Roller, qui possède d'excellentes propriétés de soin et est enrichi d'ingrédients actifs spéciaux développés pour le traitement cosmétique électrophysique.

L'acide hyaluronique est naturellement stocké dans la peau ainsi que dans d'autres zones de notre corps. La substance est produite par le corps humain lui-même et se caractérise par un stockage d'eau jusqu'à 1000 fois supérieur à son propre poids, assurant ainsi une hydratation et une fermeté optimales de la peau.

Avec l'âge, la production d'acide hyaluronique dans le corps diminue continuellement. La peau perd de sa densité, de son élasticité et de sa souplesse. Des rides apparaissent. Les influences externes, telles qu'un fort ensoleillement ou la pollution de l'environnement et de la poussière, peuvent favoriser l'apparition d'une fatigue cutanée et accélérer le processus de vieillissement.

En raison de l'absorption accrue de l'humidité, Hyagen® a un effet particulièrement raffermissant sur la peau. Hyagen® - Sérums de jour et de nuit est 100% naturel et ne contient aucun ingrédient d'origine animale. L'acide hyaluronique se trouve dans toutes les cellules du corps humain ; Les réactions allergiques sont donc extrêmement rares.

Grâce à des procédés de fabrication biotechnologiques, l'acide hyaluronique d'origine animale est supprimé.

## Entretien

- Un entretien et un nettoyage réguliers garantissent des résultats optimaux et prolongent la durée de vie de l'appareil.
- Rangez les scooters Hyagen dans un endroit sûr, frais et sec lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Afin de ne pas compromettre la sécurité, la fiabilité et les performances de l'appareil, aucune extension, réajustement, modification ou réparation ne peut être effectué.
- Les extensions, les nouvelles embauches, les modifications ou les réparations ne peuvent être effectuées que par des personnes autorisées par Canbolat Vertriebs GmbH.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et débranché.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon légèrement humide et doux.
- N'utilisez pas de substances agressives telles que du lait à récuser ou d'autres produits vaisselle, car ceux-ci peuvent attaquer la surface.
- Ne réparez pas l'appareil. Il ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.
- Retirez les cosmétiques ou autres résidus du Hyagen Roller après chaque utilisation.
- Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon propre.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'appareil

## Avertissements

- Cet appareil est destiné à un usage domestique.
- L'appareil n'est pas étanche - ne le mettez pas en contact avec de l'eau.
- Rangez l'appareil dans un environnement sec.
- Veillez à ne pas exposer l'appareil à de forts chocs, n'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer.
- Les personnes portant des implants métalliques, des stimulateurs cardiaques ou les femmes enceintes doivent consulter un médecin avant utilisation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des plaies, de l'eczéma ou des tumeurs Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Retirez les piercings, boucles d'oreilles ou autres objets métalliques avant utilisation.
- Ne passez pas l'appareil allumé sur les yeux.  
N'utilisez pas l'appareil si vous avez des allergies au métal.
- Ne placez ni n'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide ou humide.
- N'utilisez pas l'appareil sous l'eau, par exemple sous la douche.
- Ne mettez jamais l'appareil en contact direct avec du feu, du gaz, de l'oxygène ou des objets chauds tels que des plaques de cuisson.

- Manipulez l'appareil avec précaution afin qu'il ne puisse pas tomber ou être endommagé.
- En cas de problème avec l'appareil, faites-le réparer immédiatement. N'essayez pas de le réparer vous-même.
- Débranchez l'adaptateur secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de votre sécurité et qu'elles aient reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble et n'utilisez pas le câble comme poignée. Lorsque vous quittez l'application, réglez tous les commutateurs sur Off/Off/0 et débranchez l'alimentation.
- N'utilisez des rallonges que si vous vous êtes préalablement assuré qu'elles sont en bon état.  
Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un centre de service agréé. Ne laissez jamais
- les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Il y a un risque d'étouffement.
- Le scooter Hyagen ne peut être utilisé qu'aux fins auxquelles il est initialement destiné.

## Disposition

Les outils électriques, les accessoires et les emballages doivent être recyclés de manière écologique.



Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/CEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques qui ne sont plus utilisables doivent être

sont collectés séparément et recyclés de manière écologique.

Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les DEEE contiennent des matériaux recyclables précieux qui doivent être recyclés afin de ne pas nuire à l'environnement ou à la santé humaine en raison d'une élimination incontrôlée des déchets.

Par conséquent, veuillez vous débarrasser des anciens appareils via des systèmes de collecte appropriés ou envoyer l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté pour qu'il soit éliminé. Cela enverra ensuite l'appareil au recyclage des matériaux.

### Accumulateurs et piles

Ne jetez pas les piles rechargeables dans les ordures ménagères, l'eau ou le feu. Les piles doivent être collectées, recyclées ou éliminées de manière écologique.

Uniquement pour les pays de l'UE  
Conformément à la directive 91/157/CEE, les piles rechargeables/batteries défectueuses ou usagées peuvent être remises directement à Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustr. 10-11, 97074 Würzburg.

### **Spécification des pièces de rechange à utiliser**

L'appareil est livré sans pièces de rechange.

Si nécessaire, contactez notre service au 0931/90803000.

### **Spécifications**

Produit : Hyagen Roller

Dimensions : 13 x 4 x  
13 cm

Rotation par minute : 20-30 Consommation  
électrique : 0,18 W

